

# - AKITA Jet Inhaler-

Aktive **K**ontrollierte Inhalations-**T**herapie für Aerosole

Kostensenkung  $\approx$  **50%** beim Medikamenten-Budget möglich  
 da bis zu **98%** höhere Aerosol-Deposition  
 mit **100%** Patientencompliance durch  
 geringer Nebenwirkungen/ Belastungen

## Vorteile:

- Bis zu 98% höhere Aerosol-Deposition
- Dosisgenaue Inhalationen durch gleichbleibende vorgegebene, langsame geführte Inhalationsmanöver
- Weniger Nebenwirkungen
- Kürzere Inhalationszeiten
- Compliance Speicher
- Partikelgröße 3,8  $\mu$ m



HMV-Nr.: 14.24.01.3002

## Medikamente:

- Tobii
- Gernebcin
- Colistin
- Pentamidin
- u.a.

Mit der **AKITA Jet Inhaler** bekommt der Patient die richtige Atemtechnik appliziert – denn das Gerät lässt nur das optimale Atemmanöver zu.

Statusinformationen erscheinen auf dem Display.

Testen ?  
 Rufen Sie uns an !!!

Technische Daten						
Medianer Massendruckmesser	Inhalationsfluss	Typ des Atemmanövers	Verneblerdruck	Gewicht	Abmessungen	Porengröße des Gerätefilters
3,8 $\mu$ m	12 l/min	constant flow	1,6 bar	2,5 kg	(206 x 180 x 130) mm	90 $\pm$ 5 $\mu$ m