

<http://www.oxycare.eu/SAUERSTOFF/Fuellstationen/>

# Homefill Komplett-System

## Mobiler Sauerstoff zum Selbstbefüllen

Die innovative Komplettversorgung ermöglicht gleichzeitig den Sauerstoffkonzentrator (bis 3 l/min) zu nutzen und dabei Sauerstoffflaschen selbstständig zu Hause zu befüllen. Somit entfällt jegliches Warten auf Lieferanten.

Die Alu-Sauerstoffflaschen mit einem Volumen von 1,7 Litern wiegen gefüllt nur 2,1 kg und sind innerhalb von ca. 2 1/2 Stunden gefüllt. Durch das integrierte Sparsystem an jeder Flasche ist der Patient bei beispielhaft 2-Liter-Flow pro Minute mit einer Flasche ca. 6 Stunden mobil.



HMV-Nr.: 14.24.04.2002

### Die Vorteile sprechen für sich:

- Eigene Befüllung = Unabhängigkeit
- Keine Wartezeit auf neue Flaschen oder Lieferanten
- Einfache Handhabung
- Keine Komplikationen durch Festfrieren oder unkontrolliertem Austritt von Flüssiggas
- OxyCare-Grundausstattung mit 2 oder 3 Flaschen
- ≈ hohe Mobilität (bis zu 18 Std.)
- Kein Sauerstoff-Verlust durch Verdampfung

Testen ?  
 Rufen Sie uns an !

Technische Daten Kompressor			
Abmessung (BxHxL)	(520x381x406) mm	Flaschengröße	1,7 Ltr.
Sauerstoffkonzentration	93 % ± 3%	Flaschengewicht	2,1 kg
Gewicht	30 kg	Nutzungsdauer bei 2 L/min	ca. 5,9 Std
		Füllzeit in min.	130