

Die neue Generation der Sekretmobilisation

Pulsar Cough Hustenassistent

Die Vorteile :

- Manuelle / automatische Auslösung von In- und Expiration
- Druckbereich -60 bis 0 mbar und 5 bis 60 mbar
- Effizientere Sekretmobilisation mit Vibrations-Modus
- Doppelschlauchsystem
- Für Kinder und Erwachsene einsetzbar



VibraVest™ Hochfrequenz Vibrations-Weste

Die Vorteile :

- Sekretmobilisation durch HFCWO (high frequenz chest wall ocillation)
- Mobil durch integrierten Akku
- Drei Programme wählbar – Vibration, Percussion, Drainage
- Unterschiedliche Frequenzen wählbar
- Für Kinder und Erwachsene einsetzbar

- Schnelle bundesweite Patientenversorgung
- Direkte Organisation der Kosten-/Rezept-Abwicklung mit allen Krankenkassen
- 24h-Notdienst



**Pulsoxymeter
 MD 300**

**Aktionspreis:
 78,50 € inkl. MwSt.**



siehe Rückseite