

FreeStyle® Comfort®

Es passt perfekt

CAIRE®
O₂ is what we do.



Wichtigste Merkmale und Vorteile



Optimaler Tragekomfort

Durch die ergonomische Form des Systems wird das hin- und herschwingen beim laufen eingeschränkt. Der mobile FreeStyle Comfort Sauerstoffkonzentrator ist leicht und kompakt.



Smarte O₂-Abgabe

Einzigartige klinische Funktionen wie autoSAT®, UltraSense®, autoDOSE und myCAIRE™ tragen dazu bei, dass Ihre Patienten ausreichend Sauerstoff erhalten, wenn sie ihn benötigen.



Hohe O₂-Sättigung

Mit 5 Einstellungen und bis zu 1050 ml Sauerstoff pro Minute erfüllt der FreeStyle Comfort alle Anforderungen. Das Gerät liefert bis zu 95 % reinen Sauerstoff, um eine hohe Sättigung dauerhaft aufrechtzuerhalten.



Bewährte Qualität

Durch die robuste Bauart des Gerätes und die Qualität der Siebbetten ergibt sich eine lange Lebensdauer mit minimalem Wartungsaufwand. Caire gibt sowohl auf das Gerät als auch auf die Siebbetten 3 Jahre Garantie.

Technische Daten

STUFENEINSTELLUNGEN

5 Stufen für O₂
Bolusabgaben:
Stufe 1 - 210 ml/min
Stufe 2 - 420 ml/min
Stufe 3 - 630 ml/min
Stufe 4 - 840 ml/min
Stufe 5 - 1050 ml/min

ABMESSUNGEN

25,4 x 18,5 x 7,9 cm
Akku mit 8 Zellen
11,0 x 7,3 x 3,1 Zoll
(27,9 x 18,5 x 7,9 cm)
Akku mit 16 Zellen

GEWICHT

2,3 kg
mit 8 Zellen Akku
2,7 kg
mit 16 Zellen Akku

GERÄUSCHPEGEL

39,9 dB(A) bei Einstellung 2

TRIGGER-EMPFINDLICHKEIT

> -0,1 cm H₂O (einstellbar)

AKKULAUFZEIT

Akku mit 8 Zellen bis zu 8 Stunden
Akku mit 16 Zellen bis zu 16 Stunden

LEISTUNG

AC-Stromversorgung:
100-240 V AC, 50-60Hz
DC-Stromversorgung:
11-18 V DC
(Max. 10 Ampere)
Akku: Lithium-Ionen

GARANTIE

3 Jahre
(einschließlich Siebbetten)
1 Jahr auf Akku und Netzteile



FreeStyle® Comfort®

Öffnen Sie die Tür zu einem freieren,
angenehmeren Leben

TRAGETASCHE
(Nur für FreeStyle Comfort)

Artikelnummer
MI396-1



TISCHLADEGERÄT
(Akku nicht inbegriffen)

Artikelnummer
BT036-1
(Typ B-Stecker)*



BT036-2
(Typ E-Stecker)**



ZUBEHÖRTRAGETASCHE
(Für Gerät und Zubehör)

Artikelnummer
MI372-2

Ersatz-Riemen
Artikelnummer
MI397-1



AKKUPACK

8-Zellen Akku
Artikelnummer
BT034-1S



16-Zellen Akku
Artikelnummer
BT035-1S



FAHRZEUG-NETZKABEL
(12 V DC-Ausgang)

Artikelnummer
CDO41-1



AU-NETZKABEL

Artikelnummer
21347183



RUCKSACK
(passend für 8
Zellen und
16 Zellen Akku)

Artikelnummer
MI459-1



NETZGERÄT (120 W, 15 V)
(Passend für alle
Steckertypen)

Artikelnummer
PW036-1



REISEADAPTER

Artikelnummer 5591-SEQ



**NETZTEIL MIT AC-
EINGANGSKABEL**

Artikelnummer
PW036-1S
(Typ A-Stecker)*



PW036-2S
(Typ C-Stecker)*

AC-EINGANGSKABEL

Artikelnummer
4997-SEQ (Typ A-Stecker)*
4998-SEQ (Typ C-Stecker)*



GROBSTAUBFILTER

Rechter Filter
Artikelnummer
FI226-1

Linker Filter
Artikelnummer
FI227-1




* Einzelheiten zu den Steckertypen, siehe
<https://www.iec.ch/world-plugs>.

** Bestellen Sie 5591-SEQ zusammen mit diesem
Artikel, um den richtigen Stecker für IEC-Steckdosen
des Typs I zu erhalten.

Weitere Informationen über FreeStyle Comfort
und Zubehörprodukte erhalten Sie unter

CAIREinc.com

UMFASSENDE INFORMATIONEN FINDEN SIE IN DER ERKLÄRUNG ZUR
PRODUKTGEWÄHRLEISTUNG.
Bitte lesen Sie die entsprechende Gebrauchsanweisung für Produktangaben,
Gegenanzeigen, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und ausführliche
Sicherheitsinformationen.