

INOGEN *at* HOME[®]

Sauerstoffkonzentrator für den häuslichen Gebrauch



Inogen At Home System (GS-100):

Nur 8,16 kg

5 Liter/Min., durchgehender Fluss

Energieeffizient

Innovation in der häuslichen Sauerstofftherapie

Der neue Inogen At Home ist einer der leichtesten und energieeffizientesten Sauerstoffkonzentratoren auf dem heutigen Markt, mit kontinuierlichem Fluss von 5 Litern pro Minute.

Mit knapp 8,16 kg wiegt er nur halb so viel wie andere Sauerstoffkonzentratoren im heutigen Gebrauch. Mit einem sehr niedrigen Stromverbrauch ist der Inogen At Home die effiziente Wahl für Ihre nächsten Sauerstoffkonzentratoren für den häuslichen Gebrauch.

Gewicht	8,16 kg (18 lbs)
Abmessungen	Breite: 33,02 cm (13,0 in.) Tiefe: 17,78 cm (7,0 in.) Höhe: 41,91 cm (16,5 in.)
Sauerstofffluss	Kontinuierliches Flusssystem Fünf Flussratenstufen von 1 bis 5 Liter pro Minute
Stromerkennung	AC-Stromversorgung 100-240 V AC, 275 W, 50-60 Hz (automatische Erkennung ermöglicht weltweiten Gebrauch)
Betrieb	Einfache Bedienelemente
Einsatz	Ausgelegt für den stationären Einsatz
Lärmpegel	45 dBA**

**MDS-H1 bei 2 LPM