

Mit FAA Flugzulassung

TravelCare Eclipse 5™

Hohe Akkuleistung bis zu 5 Std. (Stufe 2 Demandsystem) und Dauerflow bis 3 l/min möglich

Durch die gute Akkuleistung von ca. 5 Stunden auf Stufe 2, kann eine hohe Mobilität des Patienten gewährleistet werden.

Die Eclipse 5 bietet die Möglichkeit, das Gerät über den 12V Adapter z.B. im PKW gleichzeitig zu laden und zu nutzen. Außerdem sind im PKW alle Flowraten einstellbar, inkl. 3,0 l/min. und eine Bolusmenge von bis zu 192 ml.

Die TravelCare Eclipse verfügt über eine FAA Bescheinigung und ist somit flugtauglich. Des Weiteren kann das Gerät bis zu einer Höhe von 8000 m genutzt werden. Zusätzlich kann das Gerät zu Hause als stationärer Konzentrator genutzt werden.

Das Gerät schaltet bei einer Apnoe des Patienten automatisch in den Dauerflowbetrieb. Somit wird eine zuverlässige Sauerstoffversorgung garantiert.

Die Vorteile sprechen für sich:

- Stationärer und mobiler Einsatz
- 12 V und 100-240 V Anschluss
- Gepulster Einsatz bis St. 6 entspricht ca. 6 l/min
- Besonders robust
- Apnoe Alarm
- Arbeitet bis zu einer Höhe von 8000 m
- FiO2 bei allen Flussraten sehr hoch
- FAA Flugbescheinigung



Technische Daten

Netzstromversorgung	100-240 V	Gewicht	8,1 kg mit Batterie
Batteriebetrieb, intern	12 V/24 V, c. 4 Std.	Gewicht	6,6 kg ohne Batterie
Dauerflow	0,5 - 3 l/min	Größe	49,0 x 32,2 x 18,0 cm
Demandsystem	Stufe 1 - 6	Ø Stromverbrauch	80 Watt bei 2 l/min
Sauerstoffgehalt	90% +- 3%	Stromverbrauch	max. 200 Watt bei Stufe 6
Alarmer	Apnoe-Alarm	Betriebstemperatur	10 °C - 40 °V

Pulsoxymeter OXY310



Shop: www.oxycore.eu

CPAP - Masken, Geräte und Zubehör in großer Auswahl



div.
 CPAP/ APAP/ BiPAP
 Geräte und viele
 verschiedene
 Masken



ab 19,90 €

Komfort-Schlauchhülle
 mit und ohne Reißverschluss
 • 1800 mm Länge
 • Mit Handwäsche waschbar

Reinigungstücher
 Zur schnellen und einfachen
 Reinigung z.B. Ihrer Maske



9,80 €



35,50 €

CPAP Schlafkissen
 mit 6 Schlafzonen
 • Weniger Maskenleckagen
 • Schlafen in jeder Lage

**Philips Respironics, Löwenstein Medical
 Drive DeVilbiss**

Blutdruckmessgeräte von Bosch + Sohn

Boso Medistar +
 Für das Handgelenk



- Übersichtliche 3-Werte-Anzeige für Blutdruck und Puls
- Speicher für 90 Messungen

Boso Medicus X
 Mit Standard-Oberarmmanschette



- Einfache und sichere Einknopfbedienung
- Große 3-Werte-Anzeige
- Letzte Messung wird automatisch gespeichert

Boso Medicus Family 4
 Mit Universal-Oberarmmanschette



- Für 4 Personen plus Gast
- 4 Messwertspeicher für jeweils 60 Messungen
- Erkennung von Herzrhythmusstörungen

Inhalationsgeräte:



nur 78,50 €

Allegro, mit 2 Masken
 mit 3 Düsen für die
 oberen, mittleren und
 unteren Atemwege



Shop-Preis 59,50 €

Sami
 mit Sidestream-Vernebler,
 kurze Inhalationszeiten.
 Mit Maske und Mundstück



OxyHaler, nur 88 g
 Membran-Technologie,
 klein, geräuschlos,
 langlebiger Li-Ionen-Akku
 wird über das Gerät geladen.
 Mit USB-Anschluss.

Eine kleine Auswahl unserer Atemtherapiegeräte

Quake
 Für In- u. Expirationstraining
 kann an den MultiSonic adaptiert werden (Adapter optional)



Respi-Pro
 manueller, flow-orientierter Atemtrainer



POWERbreathe medic
 Atemtraining durch „IMT“
 – Inspiratorisches-Muskel-Training



Acapella
 verschiedene Ausführungen:
 grün: für Erwachsene, blau: für Kinder + Senioren
 dunkelgrün: autoklavierbar
 Löst festsitzenden Bronchialschleim



GeloMuc / Flutter
 Löst festsitzenden Bronchialschleim



Shaker Classic
 Löst Sekrete mittels Vibration



RC Cornet/RC Cornet Plus
 Löst Sekrete mittels Vibration



- Erweiterung der Atemwege
- Löst festsitzenden Bronchialschleim
- Kann während der Inhalation verwendet werden

**Peak-Flowmeter PersonalBest
 von Philips Respironics**
 Universelle Größe f. Erwachsene und Kinder
 Mit 3-Farbzonen-Asthma-Management



Inhalationshilfen:

**Spacer, z. B.
 OptiChamber Diamond**
 Hi-Mi-Gr. 14.24.03.1003, mit Maske



- Ventile für niedrigen Atemwiderstand
- Antistatische Kammer für eine gleichmäßige Aerosoltherapie
- Flexibler pMDI-Adapter

* solange Vorrat reicht

**Fingerpuls oxymeter
 Oxy310**

