

NEU

RC-FIT CLASSIC Training, Therapie & Entspannung

Das RC-FIT CLASSIC vereint als einzigartiges, tonerzeugendes/oszillierendes Gerät das in- und expiratorische Atemtraining sowie die Entspannungs- und Atemtherapie praktisch in EINEM Gerät - und das im handlichen Hosentaschenformat. Der Anwendungsbereich erstreckt sich von der Prävention über die Rehabilitation bis hin zur Fitnesssteigerung oder Entspannung.

RC CLASSIC
FIT



● **Kurzüberblick**

- Vibration bei der Einatmung (Inspiration) zur Stimulation der Atemmuskulatur und Sekretmobilisation
- Offenhalten der Atemwege bei der Ausatmung (Expiration) sowie Vibration zur weiteren Sekretmobilisation
- Therapie und Training in EINEM Produkt
- Vier Intensitätsstufen
- Auch geeignet als präventive Anwendung zur Leistungssteigerung im Alltag oder beim Sport

● **Vorteile auf einen Blick**

- Kräftigt die Atemmuskulatur
- Weitet die Atemwege & verbessert somit den Gasaustausch
- Löst Sekret - reinigt & befreit die Atemwege
- Hilft bei Stress, Atemnot und Konzentrationsmangel

● **Indikationen, z.B.**

- Long-/Post-COVID
- COPD
- Asthma bronchiale
- Mukoviszidose (CF)
- Rehabilitation nach Erkrankungen und OPs
- u.v.m.



Ähnlich der sog. Lippenbremse

Bewusst langsames Ausatmen stabilisiert die Bronchien und kann Hyperventilationen reduzieren bzw. vorbeugen.



Ruhe und Entspannung

Gleichmäßige tiefe Töne bei der Ein- und Ausatmung zur Beruhigung und Entspannung.



Oszillation / Vibration

Der Muskel wird automatisch kontrahiert, Sekrete werden gelöst.



Hygienisch aufbereitbar

Einzelteile im Topf bei 100°C auskochen - trocknen lassen - wieder zusammenbauen



Feedback durch Sound

Konstanter Ton gibt akustisches Signal zur richtigen Anwendung. Notwendige Fluss- und Druckschwankungen werden erreicht.



Lageunabhängige Nutzung

Anwendung im Liegen, Sitzen, Stehen und in Bewegung möglich.

Eine Auswahl aus unserem umfangreichen Lieferprogramm:

Sauerstofftherapie



Konzentratoren, stationär + mobil
 Füllstationen, FlüssigO2
 O2-Flaschen - **auch Clusterversorgung**

Beatmung mit COPD-Modi



prisma VENT30/40/50-C, Luisa
 von LöwensteinMedical
 Stellar 150 / Astral 150
 von ResMed
 Trilogy Evo
 von Philips Respironics

Beatmung



*Made in Germany
 - unser Preishit -*
OXYvent Cube 30 ATV
 Non-invasives Beatmungsgerät:
 • Target Volumen
 • Target Minuten Volumen und
 Triggersperrezeit einstellbar

Sekretolyse



VibraVest/AffloVest
 Die hochfrequente Vibrations-Weste
Cough Assist E70
 Hustenassistent mit Vibrationsmodus.

Inhalation



Kompressor-Vernebler, Membran-Vernebler,
 Ultraschallvernebler,
 Vernebler mit Schall-Vibration insbesondere
 für Nasennebenhöhlenentzündung

Schlafapnoe



*Reisegeräte
 ab 494 Gramm*
**CPAP/autoCPAP/
 BiLevel/BiLevel ST/
 Cheyne Stokes**

Monitoring



Pulsoxymetrie, Kapnographie,
 SISS Babycontrol
 Blutdruckmessung

Atemtherapiegeräte



GeloMuc / Flutter / Quake /
 Cornet / Cornet Plus / Acapella /
 RespiPro / PowerBreathe medic



Alpha 300
 IPPB Atemtherapie
 mit Inhalation

**Thromboseprophylaxe
 Apparative Kompressions-
 therapie IPK/AIK**



SCD System, AV-Impulse, Doctus
 mit Hand- Bein- oder Fuß-
 manschette

**Chronische Wunden/
 Diabetisches Fußsyndrom**



Wundheilung mit Sauerstoff
 O2-TopiCare Wundsystem