

Caddy / Rollator Dolomite® Jazz 610

Das Markengerät von Invacare

stabil - steht sicher - geräumiger, flexibler Korb

285,00 €



reddot design award
winner 2013

©OxyCare GmbH, Bremen Rev. 1 09/2014 • Abbildung kann abweichen © Preisänderung vorbehalten

- Leichtgewichts-Rollator mit sehr stabilem Aluminium-Rahmen
- Kabelloses, wartungsfreies Bremssystem
- Innenliegende Baudenzüge
- Mit einem Handgriff einfach und platz sparend zusammenklappbar
- Integrierte Stufenhilfe für einfaches Überfahren von Unebenheiten
- Steht im zusammengeklappten Zustand
- Automatisch verriegelnde Klappsperre verhindert ungewolltes Zusammenklappen beim Anheben des Rollators am Griff (z.B. beim Überwinden von Bordsteinen)
- Hochwertiger, geschweißter Rahmen sorgt für langfristigen Fahrkomfort

Merkmale und Optionen

Im Lieferumfang
enthalten:



Korb und gepolsterter Sitz
Fester, weich gepolsterter Sitz sorgt für viel Bequemlichkeit und Sicherheit, abnehmbarer Korb auch als Einkaufstasche verwendbar.



Stufenhilfe
Integrierte Stufenhilfe, links oder rechts montierbar.

Optional
erhältlich:



Großer Korb
Verschließbar und mit extra viel Volumen, in Grau oder Rot.



Rückengurt
Für bequemes und sicheres Anlehnen beim Sitzen, mit und ohne Polsterung verfügbar.



Stockhalter 42,21 €
Zum sicheren Mitnehmen eines Stocks oder einer Krücke, leicht erreichbar.

**Pulsoxymeter
M70**




nur 49,95 €

* zzgl. Versandkosten

Technische Daten

Bestellnummern	Dolomite Jazz 610	Dolomite Jazz 510
Rollator mit SL V-Bereifung	1559202-46-27	1559201-46-27
Abmessungen		
Sitzbreite (A)	450 mm	450 mm
Sitztiefe (B)	200 mm	200 mm
Sitzhöhe (C)	610 mm	510 mm
Gesamtbreite (D)	595 mm	595 mm
Gesamttiefe (E)	690 mm	690 mm
Gesamthöhe (F)	750 - 1000 mm	650 - 800 mm
Breite zwischen den Handgriffen (G)	450 mm	450 mm
Handgriffhöhe (F)	750 - 1000 mm	650 - 800 mm
Abstand zwischen den Hinterrädern (H)	510 mm	510 mm
Ø Räder	200 mm	200 mm
Weiteres		
Gewicht	7,8 kg	7,5 kg
Belastbarkeit	150 kg	150 kg
Farbe	Anthrazit	Anthrazit



Serienausstattung:

- Korb
- automatisch verriegelnde Klappsperr

Optional erhältlich:

- Stockhalter
- großer, verschließbarer Einkaufskorb
- Rückengurt

Unsere Angebote

ElektroMobile / Scooter in verschiedenen Ausführungen

SOLAX Mobie

- nur 23 kg
- einfach zu falten
- flug- und reisetauglich



Mit weichen Griffen zusammen- und zerlegt (Anlehnen optional)

Blutdruckmessgeräte von Bosch+Sohn:



Boso Medicus Uno
- einfache 1-Knopf-Bedienung!
Mit Universal-Oberarmmanschette
nur 51,21 €



Boso Medicus Family
Mit Universal-Oberarmmanschette
nur 57,20 €



Boso Medistar S+
Für das Handgelenk
nur 35,70 €