

**NEU**

# Inogen Rove 6

## Kleiner tragbarer Sauerstoffkonzentrator mit einer erhöhten Sauerstoffabgabe von Stufe I-6

Der tragbare Sauerstoffkonzentrator Inogen Rove 6 zählt mit seinem Gewicht von nur 2,2 kg mit 8-Cell Akku zu den leichtesten mobilen Sauerstoffkonzentratoren auf dem Markt.

Die Sauerstoffabgabe erfolgt atemzuggesteuert, dem Anwender stehen hierbei die Stufen I-6 mit einem maximalen Atemminutenvolumen von 1.260 ml/min zur Verfügung.

### Hohe Akkuleistung

Der Inogen Rove 6 kann mit einem 8-Cell oder einem 16-Cell Akku betrieben werden. Die Akkuleistung beträgt bei eingestellter Stufe 2 und eingesetztem 8-Cell Akku ca. 5 Stunden, bei eingesetztem 16-Cell Akku sogar ca. 10 Stunden.\*

### FAA-Flugzulassung - Reisen mit dem Inogen Rove 6

Der Inogen Rove 6 verfügt zudem über eine gültige Flugzulassung und kann somit auch auf Flugreisen mitgenommen werden.

Denken Sie bitte daran, Ihre Fluggesellschaft mindestens zwei Wochen vor Reiseantritt über die Mitnahme eines solchen Gerätes zu informieren, um die Genehmigung dafür einzuholen.

### Technische Daten

Gewicht:	2,2 kg mit 8-Cell Akku 2,6 kg mit 16-Cell Akku
Maße (LxBxH):	18,3 cm x 8,3 cm x 20,5 cm mit 8-Cell Akku 18,3 cm x 8,3 cm x 23,0 cm mit 16-Cell Akku
Stufen:	I - 6 mit max. 1.260 ml/min
Lautstärke:	ca. 37 dBA auf Stufe I
Akkureichweite:	ca. 5 Std.* mit 8-Cell Akku ca. 10 Std.* mit 16-Cell Akku
Flugzulassung:	Ja - Label steht direkt auf dem Gerät: Kleines Flugzeug mit Hinweis auf die FAA Freigabe

\*auf Stufe 2

**Stufe I-6**



### Lieferumfang:

- Sauerstoffkonzentrator Inogen Rove 6
- 8-Cell oder 16 Cell Akku
- AC-Netzteil und Netzkabel
- DC-Netzkabel
- Tragetasche und Schultergurt
- Grobstaubfilter
- Nasenbrille
- Gebrauchsanweisung

### Optional bestellbar:

- Externe Ladestation
- Rucksack
- Caddy
- Weitere Akkus

Fingerpuls oxymeter  
 OXY 310



**Eine Auswahl aus unserem umfangreichen Lieferprogramm:**

**Sauerstofftherapie**



Konzentratoren, stationär + mobil  
 Füllstationen, FlüssigO2  
 O2-Flaschen - auch Clusterversorgung

**Beatmung mit COPD-Modi**



prisma VENT30/40/50-C, Luisa  
 von LöwensteinMedical  
 Stellar 150 / Astral 150  
 von ResMed  
 Trilogy Evo  
 von Philips Respironics

**Beatmung**



*Made in Germany - unser Preishit -*  
**OXYvent cube 30 ATV**  
 Non-invasives Beatmungsgerät:  
 • Target Volumen  
 • Target Minuten Volumen und Triggersperrzeit einstellbar

**Sekretolyse**



**VibraVest/AffloVest**  
 Die hochfrequente Vibrations-Weste  
**Cough Assist E70**  
 Hustenassistent mit Vibrationsmodus.

**Inhalation**



Kompressor-Vernebler, Membran-Vernebler,  
 Ultraschallvernebler,  
 Vernebler mit Schall-Vibration insbesondere  
 für Nasennebenhöhlenentzündung

**Schlafapnoe**



**CPAP/autoCPAP/  
 BiLevel/BiLevel ST/  
 Cheyne Stokes**

**Monitoring**



Pulsoxymetrie, Kapnographie,  
 SISS Babycontrol  
 Blutdruckmessung

**Atemtherapiegeräte**



GeloMuc / Flutter / Quake /  
 Cornet / Cornet Plus / Acapella /  
 RespiPro / PowerBreathe medic



**Alpha 300**  
 IPPB Atemtherapie  
 mit Inhalation

**Thromboseprophylaxe  
 Apparative Kompressions-  
 therapie IPK/AIK**



SCD System, AV-Impulse, Doctus  
 mit Hand- Bein- oder Fuß-  
 manschette

**Chronische Wunden/  
 Diabetisches Fußsyndrom**



Wundheilung mit Sauerstoff  
 O2-TopiCare Wundsystem