

Nasalmaske



Arbeitet automatisch – im Einklang mit Ihnen



### F&P ESON NASALMASKE

F&P Eson wurde für die automatische Funktion im Einklang mit Ihnen und Ihren Bedürfnissen konzipiert.

Die drei kleinen, ergonomischen Komponenten der Maske verbinden sich zu einem harmonischen Ganzen für mehr Leistung, höhere Stabilität und automatisch angepassten Komfort.

Diese kompakte Nasalmaske steckt voller technologischer Innovationen, die für ein angenehmeres SleepLife konzipiert wurden.



Tragekomfort



Dichtigkeit



Einfache Handhabung

F&P Eson ist von der Tasche bis zum Bett äußerst leicht zu tragen. Sie wurde so konzipiert, dass sie automatisch und im Einklang mit allen Aspekten von SleepLife arbeitet.\* F&P Eson bietet maximalen Komfort und größtmögliche Einfachheit durch minimale Anpassung der Bestandteile von Hand sowie eine äußerst geringe Geräusentwicklung.

LEICHT FÜR GESUNDHEITSDIENSTLEISTER UND SCHLAFLABORE

LEICHT FÜR PATIENTEN UND IHREN PARTNER

**Leicht aufzusetzen**



Die innovativen Funktionen zur intuitiven Anpassung machen es Ihren Patienten leicht, die Maske schnell und mühelos aufzusetzen.



Easy-Clip-Haken ermöglichen das schnelle Anpassen und Abnehmen.

**Leicht zu reinigen**



Mit nur drei einfachen Bestandteilen ist die Maske leicht zu reinigen und zusammenzubauen.

**Mehr Tragekomfort**




Das innovative Design sorgt für maximalen Komfort und für eine stabile, effektive Dichtigkeit, die ganze Nacht über.

**Ungestörter Schlaf**




Sie ist äußerst geräuscharm mit minimalen Luftzuggeräuschen, damit Sie und Ihr Partner/ Ihre Partnerin ungestört schlafen können.



\* Wir verbringen ein Drittel unseres Lebens im Schlaf. Im Schlaf wachsen wir heran, werden Schäden vom Körper repariert und wir speichern Erfahrungen; Körper und Geist erholen sich. Schlaf gibt uns Lebensqualität.

Die drei einfachen Komponenten von F&P Eson, die **RollFit™ Dichtung**, das **ErgoFit Kopfband** und **Easy Frame**, arbeiten harmonisch zusammen, um den Komfort, die Dichtigkeit und die einfache Handhabung zu gewährleisten, für die die Masken von Fisher & Paykel Healthcare bekannt sind.



Tragekomfort



Dichtigkeit



Einfache Handhabung

### 1. RollFit Dichtung

*Problemlose automatische Anpassung für optimale effektive und komfortable Dichtigkeit*

Wie der Name schon sagt, „rollt“ die Einkomponentendichtung auf dem Nasenrücken hin und her und passt sich so dem Nasenrücken automatisch an. Damit wird durch die **RollFit Technologie** minimaler Druck auf den Nasenrücken ausgeübt.

Die **RollFit Dichtung** verfügt über **integrierte Stabilisierungsauflagen** für optimale Dichtigkeit und Stabilität während der ganzen Nacht.

### 2. ErgoFit Kopfband

*Einfache Handhabung, Anpassung und Reinigung*

Das atmungsaktive, ergonomisch geformte Kopfband wurde so konzipiert, dass es sich selbsttätig am Hinterkopf anlegt und für den Kopf maximale Bewegungsfreiheit bietet (seitwärts, aufwärts und abwärts), ohne dass die Maske verrutscht.

Das **ErgoFit Kopfband** enthält außerdem **eingebettete VELCRO®\* Klettverschlüsse (2a)** mit **Easy-Clip-Haken (2b)** für schnelles und problemloses Aufsetzen und Abnehmen der Maske.

Das verstellbare **Oberkopfband (2c)** verbessert die Stabilität der Maske.

\* VELCRO® ist eine eingetragene Marke von Velcro Industries B.V.

### 3. Easy Frame (leichter Rahmen)

*Leicht zu tragen, zu sehen und im Schlaf kaum zu spüren*

Der Rahmen mit niedrigem Profil ist stabil, langlebig und klein und ermöglicht eine klare Sicht.

Ein Rahmen passt für alle drei Dichtungsgrößen und die „**Easy-Clip**“-Funktion erlaubt den mühelosen Zusammenbau nach der Reinigung.

**Easy Frame** verfügt über eine **Q-Abdeckung (3a)** für äußerst geräuscharme Funktion und minimale Beeinträchtigung des Partners.

Das drehbare Kugelgelenk sorgt für Bewegungsfreiheit und minimalen Zug durch den CPAP-Schlauch.

F&P Eson arbeitet im Einklang mit dem, was Patienten und ihre Gesundheitsdienstleister wollen: **automatisierte Funktionen zur Verbesserung der Therapietreue für alle.**