

# FlexiFit™ 432

FULL FACE MASK

**OXYCARE**  
Sauerstoff-Beatmungstechnik GmbH

Fon 04 21 - 48 99 6-6 Fax 04 21 - 48 99 6-99

[www.oxycare.eu](http://www.oxycare.eu)


## Produktbeschreibung

### FullFace-Maske



*Unsere zweite Generation von FullFace-Gesichtsmasken bietet ein weiches Schaumstoffpolster, das zusammen mit der stark konturierten Silikonauflage für bessere Abdichtung und mehr Tragekomfort sorgt.*

# FlexiFit™ 432 - FullFace-Maske



© Fisher & Paykel Healthcare Limited 2004


Die FlexiFit™ 432 FullFace-Maske bietet mit einem weichen Schaumstoffpolster in Verbindung mit der Silikonauflage eine bessere Abdichtung und mehr Tragekomfort. Diese Alternative zur Nasen- oder Mundmaske wird gebrauchsfertig zusammengesetzt geliefert und ist sofort Einsatzbereit.

## HERAUSRAGENDE MASKENMERKMALE FÜR MEHR BEWEGUNGSFREIHEIT, TRAGEKOMFORT UND THERAPIETREUE




### FlexiFit™-Technologie Selbstkonturierende Anpassung

Mit Schaumstoffpolster! Die FlexiFit™ Technologie schmiegt sich automatisch den meisten Nasen- und Gesichtskonturen an, und die Maske lässt sich in einem einfachen Schritt ohne komplizierte Nachstellungen anpassen. Das Schaumstoffpolster verbessert die Abdichtung und den Tragekomfort.




### Glider™-Gleitband Anti-Leckagen-System

Das Glider™-Gleitband bietet größtmögliche Bewegungsfreiheit bei gleichzeitiger Leckagenvermeidung. Der Maskendruck bleibt konstant, auch wenn der Kopf zur Seite gedreht wird, so dass Leckagen auf ein Minimum reduziert werden.



### Unter-Kinn-Design Zusätzliche Stabilität

Die Anpassung bis unters Kinn bietet Stabilität, indem ein konstanter Referenzpunkt geboten wird. Dadurch bleibt die Abdichtung auch bei Kieferbewegungen in der Nacht erhalten.



### Leistungsstarke Ausatemöffnung Geräuscharmer Betrieb

Wartungsfrei  
Dieses angenehme Luftverteilersystem verhindert, dass Luft auf den Schlafpartner geblasen wird, und reduziert deutlich störende Geräusche.




### Premium mattierte Silikonauflage Optimale Abdichtungstechnologie

Diese Abdichtungstechnologie schmiegt sich sanft und weich an das Gesicht an und die feine, mattierte Oberfläche optimiert die Abdichtung.



### Oberes Kopfband Zusätzliche Stabilität

Zur Ergänzung des Unter-Kinn-Designs für maximale Stabilität. Ein Kinnband wird dadurch überflüssig.



### Funktionales Öffnungsband Abnehmen mit einem Handgriff

Ziehen Sie einfach am Öffnungsband und nehmen Sie das Kopfband mühelos mit einem Handgriff ab, ohne dass es ständig wieder nachgestellt werden muss. Dies schont die Klettbinden. Das Sicherheitsventil gewährleistet freies Atmen auch bei Stromausfall.

## INHALT

- Komplette Maske mit Kopfbändern, gebrauchsfertig zusammengesetzt
- Die FlexiFit™ 432 Gesichtsmaske ist in drei verschiedenen Größen erhältlich: Klein, Mittel, Groß
- Anwenderfreundliche Bedienungsanleitung

BESTELLNUMMER: HC432