

MyAirvo™ 2 - Nasaler High Flow

Die neue Art der Sekretolyse sowie Atemunterstützung z.B. bei Pneumonie

Der MyAirvo / MyAirvo 2 erzeugt einen Luftfluss von angewärmten und befeuchteten Luft-/ Sauerstoffgemischen, die dem Patienten durch verschiedene Nasen-, Tracheostomie- und Masken-Interfaces zugeführt werden können.

Das Gerät wurde für die Abgabe von Atemgas mit bis zu 37°C (Körpertemperatur) und voller Befeuchtung (100 % relative Feuchte) konzipiert. Dieses Befeuchtungsniveau ist die Höchststufe an Patientenkomfort und Wirksamkeit.

- Auswaschung des CO₂ im anatomischen Totraum und damit Verbesserung der Blutgase
- Physiologische Atemgasklimatisierung verhindert zähes, schwer zu mobilisierendes Sekret
- Ggf. präzise Sauerstoffkonzentration, da der Patient keine zusätzliche Raumluft einatmen muss
- High-Flow bewirkt eine erhebliche Atemerleichterung für den Patienten
- Optimale Transportfunktion der Flimmerzellen (Zilien) und Selbstreinigung der Bronchien
- Intakte mukoziliäre Clearance beugt Pneumonien vor und verhindert, bzw. reduziert notwendige teure Krankenhausaufenthalte

Die Vorteile sprechen für sich:

- O₂-Option zur Atemunterstützung direkt am Gerät
- Befeuchtung in drei Temperaturschritten einstellbar:
31°C / 34°C / 37°C (Körpertemperatur) im Juniormodus auf 34°C begrenzt
- 100% relative Feuchte
- Durchflussbereich 15 bis 50 l/min, im Juniormodus 5-20 l/min
- Einstellbare Therapiegrenzwerte
- Integriertes Trocknungsverfahren
- Leiser Betrieb für Tag und Nacht
- Farbdisplay mit Temperatur- und Flowanzeige sowie Darstellung und Messung der applizierten Sauerstoffkonzentration
- Vereinfachte Fehlermeldungen und animierte Anzeigen im Farbdisplay



Pulsoxymeter
OXY310



Shop: www.oxycore.eu

CPAP - Masken, Geräte und Zubehör in großer Auswahl



div.
 CPAP/ APAP/ BiPAP
 Geräte und viele
 verschiedene
 Masken

Philips Respironics, Löwenstein Medical
 Drive DeVilbiss

ab 19,90 €

Komfort-Schlauchhülle
 mit und ohne Reißverschluss
 • 1800 mm Länge
 • Mit Handwäsche waschbar

Reinigungstücher
 Zur schnellen und einfachen
 Reinigung z.B. Ihrer Maske

9,80 €

35,50 €

CPAP Schlafkissen
 mit 6 Schlafzonen
 • Weniger Maskenleckagen
 • Schlafen in jeder Lage

Blutdruckmessgeräte von Bosch + Sohn

Boso Medistar +
 Für das Handgelenk



- Übersichtliche 3-Werte-Anzeige für Blutdruck und Puls
- Speicher für 90 Messungen

Boso Medicus X
 Mit Standard-Oberarmmanschette



- Einfache und sichere Einknopfbedienung
- Große 3-Werte-Anzeige
- Letzte Messung wird automatisch gespeichert

Boso Medicus Family 4
 Mit Universal-Oberarmmanschette



- Für 4 Personen plus Gast
- 4 Messwertspeicher für jeweils 60 Messungen
- Erkennung von Herzrhythmusstörungen

Inhalationsgeräte:



nur 78,50 €

Allegro, mit 2 Masken
 mit 3 Düsen für die oberen, mittleren und unteren Atemwege



Shop-Preis 59,50 €

Sami
 mit Sidestream-Vernebler, kurze Inhalationszeiten. Mit Maske und Mundstück



OxyHaler, nur 88 g
 Membran-Technologie, klein, geräuschlos, langlebiger Li-Ionen-Akku wird über das Gerät geladen. Mit USB-Anschluss.

Eine kleine Auswahl unserer Atemtherapiegeräte

Quake
 Für In- u. Expirationstraining kann an den MultiSonic adaptiert werden (Adapter optional)



Respi-Pro
 manueller, flow-orientierter Atemtrainer



POWERbreathe medic
 Atemtraining durch „IMT“ – Inspiratorisches-Muskel-Training



Acapella
 verschiedene Ausführungen:
 grün: für Erwachsene, blau: für Kinder + Senioren
 dunkelgrün: autoklavierbar
 Löst festsitzenden Bronchialschleim



GeloMuc / Flutter
 Löst festsitzenden Bronchialschleim



Shaker Classic
 Löst Sekrete mittels Vibration



RC Cornet/RC Cornet Plus
 Löst Sekrete mittels Vibration



- Erweiterung der Atemwege
- Löst festsitzenden Bronchialschleim
- Kann während der Inhalation verwendet werden

Peak-Flowmeter PersonalBest von Philips Respironics
 Universelle Größe f. Erwachsene und Kinder
 Mit 3-Farbzonen-Asthma-Management



Inhalationshilfen:

Spacer, z. B. OptiChamber Diamond
 Hi-Mi-Gr. 14.24.03.1003, mit Maske



- Ventile für niedrigen Atemwiderstand
- Antistatische Kammer für eine gleichmäßige Aerosoltherapie
- Flexibler pMDI-Adapter

* solange Vorrat reicht

Fingerpuls oxymeter
Oxy310

