


DOSIERKAPSELN

Für eine saubere und einfache Anwendung. Dosierkapseln werden vorgefüllt, im Magazin gelagert und vor der Anwendung in die Füllkammer eingesetzt. Patienten können jetzt ihren Tagesbedarf in Einzeldosen abgepackt mit sich führen. Dosierkapseln sind für gemahlene Hanfblüten geeignet. Flüssigkeiten können mit dem zusätzlich erhältlichen Tropfenkissen genutzt werden.*



Auch kompatibel mit dem **VOLCANO MEDIC 2** in Kombination mit dem **MEDIC VALVE** Dosierkapseladapter.

*In Alkohol gelöste Cannabinoide sind nur für den **VOLCANO MEDIC 2** geeignet.

HERSTELLER

TÜV SÜD CERTIFICATE 認 證 證 書 CERTIFICADO CERTIFICAT



Zertifikat

Nr. Q5 063179 0067 Rev. 02

Zertifikatsinhaber: STORZ & BICKEL GMBH
In Grubenäcker 5-9
78532 Tuttlingen
DEUTSCHLAND

Betriebsstätte(n): STORZ & BICKEL GMBH
In Grubenäcker 5-9, 78532 Tuttlingen, DEUTSCHLAND



Geltungsbereich: Design und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Verdampfungssystemen zum Lösen von Cannabinoiden aus Hanfblüten (cannabis flos), Cannabisextrakten oder Cannabinoiden als Reinstoffe für medizinische Anwendungen

Angewandte Norm(en): EN ISO 13485:2016
Medizinprodukte - Qualitätsmanagementsysteme - Anforderungen für regulatorische Zwecke (ISO 13485:2016)
DIN EN ISO 13485:2016

Die Zertifizierungsstelle von TÜV SÜD Product Service GmbH bescheinigt, dass das oben genannte Unternehmen ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt hat und anwendet, das den Anforderungen der genannten Norm(en) entspricht. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Bericht Nr.: 713185997
Gültig ab: 2020-06-25
Gültig bis: 2021-11-20

Datum, 2020-06-25

C.D.H.
Christoph Dicks
Head of Certification/Notified Body

Seite 1 von 1
TÜV SÜD Product Service GmbH · Zertifizierungsstelle · Ridlerstraße 65 · 80339 München · Deutschland

TUV®

© by STORZ & BICKEL GmbH - VMAL-40-031 08-2021 · Änderungen vorbehalten · Alle Rechte vorbehalten



VAPORMED

Medizinische Cannabisinhalation

Volcano
MEDIC 2

Mighty+
MEDIC



STORZ & BICKEL GmbH · In Grubenäcker 5–9
78532 Tuttlingen · Germany
+49 7461 9697070 · info@vapormed.com
www.vapormed.com



Zertifizierter Hersteller
ISO 13485 Qualitätsmanagement



Zertifizierte Qualität
ISO 60601 Medizinprodukte



ZWECKBESTIMMUNG

Der **VOLCANO MEDIC 2** und der **MIGHTY+ MEDIC** sind für die Verdampfung und anschließende Inhalation von Cannabinoiden bestimmt. Ziel ist die Applikation der Wirkstoffe in den menschlichen Körper über die Lungenbläschen bei entsprechender medizinischer Indikation. Sie sind für die vorübergehende inhalative Applikation der von einem Arzt verordneten Cannabinoide für den Einsatz zu Hause, im Krankenhaus und in der Arztpraxis geeignet.

EFFIZIENZ

Die inhalative Applikation von Cannabinoiden ist allgemein die bevorzugte Methode um Cannabinoide einzunehmen. Ein Grund dafür ist der schnelle Wirkungseintritt. Sowohl der **VOLCANO MEDIC 2** als auch der **MIGHTY+ MEDIC** gewährleisten eine effektive Inhalation. Sie verdampfen Cannabinoide mit Hilfe von Heißluft, ohne Verbrennung. Daher werden keine schädlichen Verbrennungsstoffe erzeugt. In Studien validierte Anhaltswerte ergeben, dass mindestens 1/3 der im Gerät eingesetzten Cannabinoide in den Blutkreislauf gelangen. **VAPORMED** Inhalatoren wurden in zahlreichen medizinischen Studien verwendet und haben sich als zertifizierte medizinische Geräte für Cannabinoide etabliert, die für Europa, Kanada und andere Länder zugelassen sind.*

* Mehr Informationen auf www.vapormed.com

MEDIC VALVE BALLON

Der abnehmbare Ventilballon lässt eine große Bewegungsfreiheit und eine Anwendung unabhängig vom Heißluftherzeuger zu. Die Inhalation direkt aus dem Ventilballon ist durch den praktisch nicht vorhandenen Zugwiderstand sehr angenehm. Beim **VOLCANO MEDIC 2** besteht zudem die Möglichkeit direkt aus einem aufsteckbaren Schlauch zu inhalieren.



20,0 cm

18,0 cm

VOLCANO MEDIC 2
PZN: 15885501 · PPN: 111588550156

MEDIZINISCH UND TRAGBAR

Der **MIGHTY+ MEDIC** ist der Nachfolger des ersten medizinisch zugelassenen tragbaren Cannabisverdampfers. Er verwendet eine kombinierte Luft- und Strahlungsheizung, die eine effiziente Verdampfung vom ersten Atemzug an gewährleistet.

Der tragbare, batteriebetriebene **MIGHTY+ MEDIC** Verdampfer zeichnet sich durch seine einfache Handhabung aus. Die zwei wiederaufladbaren Hochleistungsakkus gewährleisten eine lange Nutzungsdauer und eine kurze Aufheizzeit. Er bietet zudem eine Kühleinheit für eine angenehme Inhalation.



8,0 cm

3,0 cm

MIGHTY+ MEDIC
PZN: 16616803 · PPN: 111661680357