

NEU

V-COMB Vakuum-Läusekamm

hygienische und effektive Befreiung von Kopfläusen auf natürliche Weise – ganz ohne Chemikalien



Ein Horrorszenario für alle Eltern, Kindertagesstätten oder Schulklassen: Das Kind hat Läuse.

Die Bekämpfung der kleinen Parasiten ist allerdings keine leichte Angelegenheit und sehr zeitaufwendig - zumal man nie sicher gehen kann, auch wirklich jede Laus zu erwischen.

Läuse haben einen ca. 14-tägigen Lebenszyklus: Vermehrung, Eier (Nissen), Läuse. Dieser Kreislauf muss unterbrochen werden, um die Läuseplage zu beenden. Effektiv und ohne Chemie hilft hier der V-COMB Vakuum-Läusekamm.

Wirkungsweise des V-COMB Vakuum-Läusekamms

Der V-COMB Vakuum-Läusekamm ist ein elektrischer Kamm, welcher Läuse, ihre Larven und die Eier mittels eines Vakuums ansaugt. Die Tierchen landen in einem hygienischen Fangfilter, welcher dann einfach verschlossen und entsorgt werden kann. Durch eine LED-Beleuchtung, die im Gerät integriert ist, kann der Ansaugvorgang im Fangfilter beobachtet werden. Die Anwendung des V-COMB ist kinderleicht: Einfach durch die aufgeteilten, trockenen Haare kämmen, den Rest erledigt das Gerät.

Vorteile

- Entfernt zuverlässig Läuse und Nissen
- Ideal zur Vorbeugung, Behandlung und Nachbehandlung von Läusebefall
- Dank der integrierten Fangfilter-Beleuchtung sind Läuse und Nissen gut zu erkennen
- Frei von Chemikalien und Allergenen
- Hygienisch und sauber
- Kann von der ganzen Familie genutzt werden (Reinigungshinweise der Gebrauchsanweisung beachten)



Im Lieferumfang enthalten sind 4 Fangfilter. Als Zubehör können Ersatz-Fangfilter bestellt werden. 1 Packung mit 8 Filtern für 11,95 €.

Diese Produkte könnten Sie auch interessieren:



SOS-WC für unterwegs
 Für die ganze Familie mit Damenadapter



Blutdruckmessung
 auch speziell für Kinder:
Boso Medicus exclusive
 mit Oberarmmanschette 16-22 cm Umfang

Endlich wieder Duschen trotz Gips, Verband oder offener Wunde

ab 18,50 €



LIMBO
Dusch- und Nässeschutz
 Große Auswahl an Größen und Modellen
 - Langlebig, komfortabler Neoprenverschluss

V-COMB Läusekamm © OxyCare GmbH, Bremen Rev. 3 12/2017 Preisänderungen vorbehalten !!

Inhalation und Atemtherapie



OxyHaler® Gewicht nur 88 g, mit Akku, geräuschlos

- Vernebelung von NaCl bis Antibiotika möglich
- Vernebelungsleistung ca. 0,25 ml/min
- Max. Füllmenge des Medikationsbehälters: 6 ml
- Nickelfreie Membran-Technologie
- Inhalation kann auch in einem 75°- Neigungswinkel erfolgen



Sami® der Seehund

- Sidestream-Inhalation, Venturi-Prinzip = kurze Vernebelungszeit
- Flow 6 l/min
- 78% Partikelgröße ≤ 5µm
 50% ≤ 3,15 µm – optimal für kleine Atemwege
- 3 versch. Vernebler: Single-patient-use f. 3 Wochen
 Single-patient-use f. 12 Wochen
 oder als Mehrpatientenprodukt autoklavierbar



Allegro®

- Das Standard Inhalationsgerät für die ganze Familie
- Mit 3 verschiedenen Düsen für obere, mittlere und untere Atemwege



Salivent® Salzinhalation

- Warm-feuchte Salzinhalation
- Mikrofeine alveolargängige Partikel und größere Partikel für Nase- und Rachenraum
- Das Fraunhofer Institut bestätigt die Wirksamkeit dieser speziellen Technologie



JORDI Stick® Trainingsspiel für Inhalation

- Für PC oder Tablet (Windows)
- Empfohlen für Kinder ab 3 Jahre
- Überträgt die Atmung des Kindes in das Trainingsspiel und macht sie dort sichtbar.
- Ärzte und Eltern können die Parameter Atemintensität, -länge und -pause einstellen.
- Es wird spielerisch visuell sichtbar, dass ein ruhiges und kontrolliertes Atmen einen größeren Effekt bringt, als es das hektische und übermäßige Atmen tut.
- Adaptierbar an Sami und Pariboy-Geräte



Atemtherapiegeräte® z.B. Quake / GeloMuc / RespiPro PowerBreathe medic

Inhalationshilfen LiteAir Spacer (faltbare Pocket-Inhalationshilfe) oder OptiChamber Diamond

Hi-Mi-Nr. 14.24.03.1003
 Z. B. small mit Kindermaske,
 Vorteil: Ventile für niedrigen Atemwiderstand

SISS Babycontrol M®

HM-Nr.: 21.30.01.0008

Zuverlässige Atem-, Herz- und Sauerstoffsättigungsüberwachung mit Masimo-Technologie



Pulsoxymeter versch. Modelle,
 z.B. für Kinder MD300C52 **49,95 €**



OXY-Gel, das Hygiene-Gel für die Handtasche mit Krankenhauszulassung
 1 St. (100 ml) **2,50 €** oder Paket 5 St. **10,00 €**

