

iGo2

- Tragbarer Sauerstoffkonzentrator (POC), der sich Ihrem Atemmuster anpasst -

Hohe Qualität und Zuverlässigkeit - der portable Sauerstoffkonzentrator iGo2 passt sich aufgrund der einzigartigen und patentierten SmartDose-Technologie automatisch Ihrem Atemmuster an. Die Sauerstoffabgabe wird an Ihre Aktivitäten angepasst und erhöht bzw. verringert sich somit individuell nach Ihren Bedürfnissen. So erlangen Sie wieder mehr Aktivität und Freiheit, ohne ständig auf die Sauerstoffeinstellung achten zu müssen.

● Eigenschaften auf einen Blick

- Äußerst sensible Atemerkennung (Trigger)
- FAA-Flugzulassung - auch auf Reisen optimal versorgt sein
- Klein, leicht und handlich
- Robust und strapazierfähig dank stoßfester Ummantelung
- Atemzuggesteuerte Sauerstoffabgabe - Stufe 1-5 mit maximalem Atemminutenvolumen von 1014 ml/min.

● Patentierte SmartDose-Technologie

- Passt sich Ihrem Atemmuster an
- Mehr Sauerstoff in Momenten erhöhter Aktivität
- Automatische Sauerstoffreduzierung in Ruhephasen
- Wechselt die Sauerstoffabgabe je nach Atemfrequenz



Stufe 1-5

Sobald die Smart-Dose-Technologie eingeschaltet ist und erkennt, dass mehr Sauerstoff benötigt wird, wird die Sauerstoffeinstellung vorübergehend um maximal eine Stufe erhöht, damit Sie aktiv und gesättigt bleiben.

● Technische Daten

Maße (BxHxT)	21,3 x 21,8 x 8,9 cm
Gewicht	2,2 kg
Sauerstoffkonzentration	90% +4/ -3
Max. O2-Abgabe	1014 ml
Max. Atemfrequenz	40 Atemzüge pro Minute
Geräuschpegel	<37 dBA*, 20 BPM
Akkulaufzeit	ca. 3,5 Std.*
O2-Einstellung	Atemzuggesteuert Stufe 1 bis 5
Betriebstemperatur	+5°C bis +35°C

*auf Stufe 2

● Lieferumfang

- iGo2-Sauerstoffkonzentrator
- Tragetasche mit Schultergurt
- Netzteil (230V)
- Netzkabel (EU-Stecker)
- Kfz-Gleichstromkabel, 12V-Adapter
- Wiederaufladbarer Akku
- Bedienungsanleitung

Fingerpulsoxymeter OXY310 zur SPO2 Spot Messung **35,00 Euro**



Unsere ElektroMobile:

Faltbar, perfekt für unterwegs!

z.B. der SOLAX Mobie



Faltbar, reisetauglich
 wie ein Trolley
 im Flugzeug, Bus usw.
 nur 23 kg schwer



Shop: www.oxycore.eu

Blutdruckmessgeräte von Bosch + Sohn:



Einfache 1-Knopf-Bedienung, auch für Kinder, oder mit extra großer Manschette (Umfang 46 cm) oder mit erweiterter Erkennung des Schlaganfallrisikos

Inhalationsgeräte:



AirForce One / InnoSpire Elegance

Die Standardgeräte für die gesamte Familie

OxyHaler

Membran-Vernebler, mit Akku, Gewicht nur 88 g

Sami, der Seehund

von Philips Respironics mit Sidestream-Vernebler

LIMBO Dusch- und Badeschutz

Unbeschwert duschen, trotz Gips oder Wunde!

- Wasserdicht
- Zum Duschen und Baden geeignet
- Wiederverwendbar und robust
- Anschmiegsamer Neoprenverschluss
- Latexfrei
- Praktisch, handlich und zeitsparend
- Einfache Anwendung
- Verschiedene Modelle für Erwachsene und Kinder



ab 18,50 €

Eine kleine Auswahl unserer Atemtherapiegeräte

Quake

Für In- u. Expirationstraining kann an den MultiSonic adaptiert werden (Adapter optional)



GeloMuc / Flutter

Löst festsitzenden Bronchialschleim



Peak-Flowmeter PersonalBest

Universelle Größe f. Erwachsene und Kinder Mit 3-Farbzonen-Asthma-Management



Respi-Pro

manueller, flow-orientierter Atemtrainer



Shaker Classic

Löst Sekrete mittels Vibration



Inhalationshilfen:

Spacer, z. B. OptiChamber Diamond

- Hi-Mi-Gr. 14.24.03.1003, mit Maske
- Ventile für niedrigen Atemwiderstand
- Antistatische Kammer für eine gleichmäßige Aerosoltherapie
- Flexibler pMDI-Adapter



POWERbreathe medic

Atemtraining durch „IMT“ – Inspiratorisches-Muskel-Training



Acapella

verschiedene Ausführungen:
 grün: für Erwachsene, blau: für Kinder + Senioren
 dunkelgrün: autoklavierbar
 Löst festsitzenden Bronchialschleim



RC Cornet/RC Cornet Plus

Löst Sekrete mittels Vibration

- Erweiterung der Atemwege
- Löst festsitzenden Bronchialschleim
- Kann während der Inhalation verwendet werden



Fingerpulsoxymeter OXY3IO 35,00 €

