

# FreeStyle® Comfort®

## L'adéquation parfaite

CAIRE®  
O<sub>2</sub> is what we do.



### Principales caractéristiques et avantages



#### Confort optimal

Faites découvrir à vos patients le confort de la nouvelle ergonomie qui épouse les formes du corps. Le concentrateur d'oxygène portable FreeStyle Comfort est léger et compact.



#### Administration intelligente d'O<sub>2</sub>

Des caractéristiques cliniques uniques, dont autoSAT®, UltraSense®, autoDOSE et myCAIRE™, permettent de garantir que vos patients recevront l'oxygène dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin.



#### Saturation adéquate en O<sub>2</sub>

Avec 5 réglages et jusqu'à 1 050 ml d'oxygène par minute, le FreeStyle Comfort répond à un large éventail de besoins des patients. L'appareil fournit jusqu'à 95 % d'oxygène pur pour assurer une saturation adéquate.



#### Une qualité éprouvée

Les caractéristiques de conception robustes, y compris la technologie des tamis et ses composants critiques, permettent un entretien minimal et une longue durée de vie. CAIRE offre l'une des meilleures durabilités, avec une garantie de 3 ans sur l'appareil et les tamis.

### Caractéristiques techniques

#### DÉBIT

Débit pulsé 1-5  
Paramètre de débit d'O<sub>2</sub> :  
Paramètre 1 - 210 ml/min  
Paramètre 2 - 420 ml/min  
Paramètre 3 - 630 ml/min  
Paramètre 4 - 840 ml/min  
Paramètre 5 - 1 050 ml/min

#### DIMENSIONS

25,4 x 18,5 x 7,9 cm  
(10,0 x 7,3 x 3,1 po)  
Batterie de 8 cellules  
27,9 x 18,5 x 7,9 cm  
(11,0 x 7,3 x 3,1 po)  
Batterie de 16 cellules

#### POIDS

2,3 kg (5 lb)  
Batterie de 8 cellules  
2,7 kg (6 lb)  
Batterie de 16 cellules

#### NIVEAU SONORE

39,9 dB(A) en réglage 2

#### SENSIBILITÉ DU DÉCLENCHEMENT

>-0,10 cm/H<sub>2</sub>O (réglable)

#### AUTONOMIE DE LA BATTERIE

Batterie 8 cellules jusqu'à 8 heures  
Batterie 16 cellules jusqu'à 16 heures

#### ALIMENTATION

Alimentation CA : 100-240 VAC, 50-60 Hz  
Alimentation CC : 11 à 18 VDC (10 ampères max)  
Batterie : Lithium-ion

#### GARANTIE

3 ans (tamis inclus)  
1 an pour la batterie et les câbles d'alimentations



# FreeStyle® Comfort®

Préparez-vous à vivre une vie plus agréable et plus confortable

**SAC DE TRANSPORT (Contient uniquement FreeStyle Comfort)**

**Numéro d'article**  
MI396-1



**CHARGEUR DE BATTERIE (Batterie non incluse)**

**Numéros d'article**  
BT036-1 (Fiche de type B)\*  
BT036-2 (Fiche de type E)\*\*



**SAC DE TRANSPORT POUR LES ACCESSOIRES (Peut contenir l'unité et les accessoires)**

**Numéro d'article**  
MI372-2

**Sangle de remplacement**  
**Numéro d'article**  
MI397-1



**BATTERIE**

**Numéro d'article 8 cellules**  
BT034-1S



**Numéro d'article 16 cellules**  
BT035-1S



**CORDON D'ALIMENTATION DU VÉHICULE (Prise 12 VDC)**

**Numéro d'article**  
CDO41-1



**CORDON D'ALIMENTATION AU**

**Numéro d'article**  
21347183



**ALIMENTATION (120 W 15 V) (Convient à tous les styles de prise)**

**Numéro d'article**  
PW036-1



**SAC À DOS**

**Numéro d'article**  
MI459-1



**ADAPTATEUR DE VOYAGE**

**Numéro d'article** 5591-SEQ



**ALIMENTATION AVEC CÂBLE D'ENTRÉE CA**

**Numéros d'article**  
PW036-1S (Fiche de type A)\*  
PW036-2S (Fiche de type C)\*



**CÂBLE D'ENTRÉE CA**

**Numéros d'article**  
4997-SEQ (fiche de type A)\*  
4998-SEQ (fiche de type C)\*



**FILTRES À GROSSES PARTICULES**

**Filtre droit**  
**Numéro d'article**  
FI226-1

**Filtre gauche**  
**Numéro d'article**  
FI227-1




\* Rendez-vous sur <https://www.iec.ch/world-plugs> pour plus de détails sur les types de prises.  
\*\* Achetez le 5591-SEQ avec ce produit pour adapter correctement la fiche aux prises de courant CEI de type I.

Pour en savoir plus sur FreeStyle Comfort et ses accessoires, rendez-vous sur [CAIREinc.com](http://CAIREinc.com)

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLÈTES, CONSULTEZ LA DÉCLARATION DE GARANTIE RELATIVE AU PRODUIT. Veuillez consulter le mode d'emploi applicable au produit pour les indications, contre-indications, avertissements, précautions et informations de sécurité détaillées relatifs au produit.