

Systeme INOGEN ONE® G4



Inogen One®
Bloc d'alimentation CA*
Article # BA-401



Inogen One® G4
Câble d'alimentation CC*
Article # BA-306



Inogen One® G4
Batterie ion-lithium*
Jusqu'à 2.7 heures d'utilisation
Article # BA-400

**Presque deux fois
plus petit que
l'Inogen One G3!**



Inogen One® G4
Sangle de transport*
Article # CA-401

**Seulement
2.8 po!**

Le Systeme Inogen One® G4 (IS-400):

- Extrêmement compact et léger
- Ultra silencieux
- Distribution intelligente d'oxygène en débit pulsé
- Conçu pour des périodes d'utilisation de 24 h

*Inclus avec le système

**Accessoire vendu séparément



Inogen One® G4
Batterie ion-lithium longue durée**
Jusqu'à 5 heures d'utilisation
Article #BA-408



Inogen One® G4
Sacoche de Transport*
Article # CA-400

INOGEN ONE^{G4}

Oxygen. Anytime. Anywhere[®]

Inogen bouleverse encore une fois l'univers de la distribution d'oxygène grâce à cette innovation.

Grâce à Inogen One G4 vous bénéficiez de l'autonomie d'un concentrateur d'oxygène portable dans l'un des boîtiers les plus petits, les plus légers et les plus silencieux actuellement disponibles sur le marché. Grâce à ses 3 paramètres de débit, l'Inogen One G4 est conçu pour augmenter considérablement l'autonomie de la plupart des utilisateurs, 24h/24, 7j/7. Vous pouvez le recharger à la maison ou en déplacement. Ainsi, vous avez accès à De l'oxygène, en toutes circonstances.

L'Inogen One[®] G4 est la solution unique pour la distribution d'oxygène, à domicile ou en déplacement.

Poids	2,8 livres (1,27 kg) (avec une batterie simple)
Dimensions	Longueur: 5,91 po. (15,01 cm) Largeur: 2,68 po. (6,8 cm) Hauteur: 7,2 po. (18,2 cm) (avec une batterie simple)
Circulation d'Oxygene	Livraison Intelligente d'Oxygène 3 Réglages : 1 à 3
Alimentation	Bloc d'alimentation CA 100-240V, 50-60Hz (détection automatique pour permettre l'utilisation à l'échelle mondiale) Câble d'alimentation CC: pour usage mobile en voiture
Batterie	Durée (batterie simple): jusqu'à 2,7 heures Rechargez environ 3 heures avec une alimentation CA ou CC Durée (batterie double): jusqu'à 5 heures Rechargez environ 5 heures avec une alimentation CA ou CC
Niveau de Bruit	40 dBA*
Garantie	Garantie standard de 3 ans**
Opération	Commandes simples et affichage (LCD) facile à lire
Utilisation	Il est conçu pour un usage 24h/24, 7j/7 et est conforme à toutes les exigences de la FAA en vigueur pour l'utilisation d'un concentrateur d'oxygène portable à bord d'un avion

*Sur le paramètre de débit 2

**Reportez-vous à la Déclaration de garantie limitée d'Inogen One pour de plus amples informations sur la garantie

Fabriqué par:

inogen

326 Bollay Drive
Goleta, California 93117

www.inogen.com

www.inogen.com/hme-providers



MKT-0423A