

**NEU**

## RC-FIT® CLASSIC Training, Therapie & Entspannung

Das RC-FIT® CLASSIC der Firma CEGLA Medizintechnik vereint als einzigartiges, tonerzeugendes/oszillierendes Gerät das in- und expiratorische Atemtraining sowie die Entspannungs- und Atemtherapie praktisch in EINEM Gerät - und das im handlichen Hosentaschenformat. Der Anwendungsbereich erstreckt sich von der Prävention über die Rehabilitation bis hin zur Leistungssteigerung oder Entspannung.

### ● Kurzüberblick

- Vibration bei der Einatmung (Inspiration) zur Stimulation der Atemmuskulatur und Sekretmobilisation
- Offenhalten der Atemwege bei der Ausatmung (Expiration) sowie Vibration zur weiteren Sekretmobilisation
- Therapie und Training in EINEM Produkt
- Vier Intensitätsstufen
- Auch geeignet als präventive Anwendung zur Leistungssteigerung im Alltag oder beim Sport

RC CLASSIC FIT



### ● Vorteile auf einen Blick

- Kräftigt die Atemmuskulatur
- Weitet die Atemwege & verbessert somit den Gasaustausch
- Löst Sekret - reinigt & befreit die Atemwege
- Hilft bei Stress, Atemnot und Konzentrationsmangel

### ● Indikationen, z.B.

- Long-/Post-COVID
- COPD
- Asthma bronchiale
- Mukoviszidose (CF)
- Rehabilitation nach Erkrankungen und OPs
- u.v.m.



#### Ähnlich der sog. Lippenbremse

Bewusst langsames Ausatmen stabilisiert die Bronchien und kann Hyperventilationen reduzieren bzw. vorbeugen.



#### Oszillation / Vibration

Der Muskel wird automatisch kontrahiert, Sekrete werden gelöst.



#### Feedback durch Sound

Konstanter Ton gibt akustisches Signal zur richtigen Anwendung. Notwendige Fluss- und Druckschwankungen werden erreicht.



#### Ruhe und Entspannung

Gleichmäßige tiefe Töne bei der Ein- und Ausatmung zur Beruhigung und Entspannung.



#### Hygienisch aufbereitbar

Einzelteile im Topf bei 100°C auskochen - trocknen lassen - wieder zusammenbauen



#### Lageunabhängige Nutzung

Anwendung im Liegen, Sitzen, Stehen und in Bewegung möglich.

**Eine Auswahl aus unserem umfangreichen Lieferprogramm:**

**Sauerstofftherapie**



Konzentratoren, stationär + mobil  
 Füllstationen, FlüssigO2  
 O2-Flaschen - auch Clusterversorgung

**Beatmung mit COPD-Modi**



prisma VENT30/40/50-C, Luisa  
 von LöwensteinMedical  
 Stellar 150 / Astral 150  
 von ResMed  
 Trilogy Evo  
 von Philips Respironics

**Beatmung**



*Made in Germany  
 - unser Preishit -*

**OXYvent cube 30 ATV**  
 Non-invasives Beatmungsgerät:  
 • Target Volumen  
 • Target Minuten Volumen und  
 Triggersperrezeit einstellbar

**Sekretolyse**



**VibraVest/AffloVest**  
 Die hochfrequente Vibrations-Weste  
**Cough Assist E70**  
 Hustenassistent mit Vibrationsmodus.

**Inhalation**



Kompressor-Vernebler, Membran-Vernebler,  
 Ultraschallvernebler,  
 Vernebler mit Schall-Vibration insbesondere  
 für Nasennebenhöhlenentzündung

**Schlafapnoe**



*Reisegeräte  
 ab 494 Gramm*

CPAP/autoCPAP/  
 BiLevel/BiLevel ST/  
 Cheyne Stokes

**Monitoring**



Pulsoxymetrie, Kapnographie,  
 SISS Babycontrol  
 Blutdruckmessung

**Atemtherapiegeräte**



GeloMuc / Flutter / Quake /  
 Cornet / Cornet Plus / Acapella /  
 RespiPro / PowerBreathe medic



Alpha 300  
 IPPB Atemtherapie  
 mit Inhalation

**Thromboseprophylaxe  
 Apparative Kompressions-  
 therapie IPK/AIK**



SCD System, AV-Impulse, Doctus  
 mit Hand- Bein- oder Fuß-  
 manschette

**Chronische Wunden/  
 Diabetisches Fußsyndrom**



Wundheilung mit Sauerstoff  
 O2-TopiCare Wundsystem