

ERGO Lite 2



Unbesorgt
und leicht reisen

Inspired by life

 Life & Mobility

ERGO Lite 2

Der Ergo Lite 2 ist ein ultraleichter Rollstuhl der nur 8,7 kg wiegt. Das Gewicht kann in der Selbstfahr- Variante auf 6,4 kg reduziert werden!

Der Ergo Lite 2 ist ausgestattet mit dem einzigartigen und patentierten S-Ergo Sitzsystem. Die S-förmige ergonomische Sitzfläche bietet effiziente Druckverteilung um das Körpergewicht über eine größere Fläche zu verteilen. Außerdem wird die Sitzstabilität erhöht und das Nachvorneutschen reduziert. Die abnehmbaren und nach innen und außen wegschwenkbaren Beinstützen sind bequem zu benutzen und ermöglichen es den Stuhl zu einem sehr kompakten Paket zu reduzieren.

Kurzum:

- Ultraleichter Rollstuhl (6,4 kg)
- Ausgestattet mit dem einzigartigen und patentierten S-Ergo Sitzsystem
- Abnehmbare und nach innen und außen wegschwenkbare Beinstützen
- Zu einem sehr kompakten Paket zu reduzieren



STANDARD:

- S-Ergo Sitzsystem
- Wegschwenkbare Beinstützen
- Zusammenfaltbarer Rahmen (6,4kg)
- Zusammenfaltbare Rückenlehne
- 14" Antriebsräder mit Pannensicherer PU Bereifung

OPTIONEN:

- 20" Antriebsräder mit Pannensicherer PU Bereifung
- Sicherheitsräder Aufsteckbar
- Beckengurt
- Kopfstütze
- Getränkehalter
- Therapietisch
- Rückenlehentasche



Seitenansicht



S-Ergo Sitzsystem



Zusammenfaltbar



Super Kompakt

EIGENSCHAFTEN ERGO LITE 2

Breite:	62 cm
Tiefe:	93 cm
Sitz Maße (Breite x Tiefe):	40 x 42 / 45 x 42 cm
Personengewicht max.:	100 kg
Rollstuhl Gewicht:	8,7 kg
6" Pannensichere PU Lenklaufräder	

Fest montierte Armlehnen
AEGIS antimikrobielle Barriere Polsterung
Bremse für Begleitperson
Rahmen Farbe: Perlen Silber
Bezug: Silber und Schwarz