

Homefill Komplettsystem

Mobiler Sauerstoff zum Selbstbefüllen

Die innovative Komplettersorgung ermöglicht gleichzeitig den Sauerstoffkonzentrator (bis 3 l/min) zu nutzen und dabei Sauerstoffflaschen selbstständig zu Hause zu befüllen. Somit entfällt jegliches Warten auf Lieferanten.

Die Alu-Sauerstoffflaschen mit einem Volumen von 1,7 Litern wiegen gefüllt nur 2,1 kg und sind innerhalb von ca. 2 1/2 Stunden gefüllt. Durch das integrierte Sparsystem an jeder Flasche ist der Patient bei beispielhaft 2-Liter-Flow pro Minute mit einer Flasche ca. 6 Stunden mobil.



Die Vorteile sprechen für sich:

- Eigene Befüllung = Unabhängigkeit
- Keine Wartezeit auf neue Flaschen oder Lieferanten
- Einfache Handhabung
- Keine Komplikationen durch Festfrieren oder unkontrolliertem Austritt von Flüssiggas
- OxyCare-Grundausstattung mit 2 oder 3 Flaschen
- ~ hohe Mobilität (bis zu 18 Std.)
- Kein Sauerstoff-Verlust durch Verdampfung

HMV-Nr.: 14.24.04.2002

Testen ?
 Rufen Sie uns an

Technische Daten Kompressor

Abmessung (BxHxL)	(520x381x406) mm	Flaschengröße	1,7 Ltr.
Sauerstoffkonzentration	93 % ± 3%	Flaschengewicht	2,1 kg
Gewicht	30 kg	Nutzungsdauer bei 2 L/min	ca. 5,9 Std
		Füllzeit in min.	130

Mietkonditionen für mobile Konzentratoren

Die Mindestmietdauer beläuft sich auf mindestens 1 Woche und kann wochen- oder monatsweise verlängert werden:

Mietdauer	Mietpreis /gesamt
1-7 Tage	€ 148,75
1-14 Tage	€ 265,00
1-28 Tage	€ 365,00
1-42 Tage	€ 490,00
jeder weitere Tag 25,- € - längere Zeiten auf Anfrage	



LifeChoice Activox



Inogen One G3



SimplyGo

Sollten Sie sich dann für einen Kauf entschließen, rechnen wir 70 % der bereits gezahlten Mietgebühren auf den Kaufpreis an. Es muss ein Deponat von € 300,- hinterlegt werden, das Sie nach Rückgabe des Gerätes zurück erhalten.

Für eine Einweisung nach dem Medizinproduktegesetz und Betreiberverordnung (MPG/BetreibV) berechnen wir zusätzlich 124,95 €.

Natürlich bieten wir Ihnen auch die Möglichkeit der Teilzahlung.

Hier ist unser verlässlicher Partner die Firma medipay.

Auf unserer Webside www.oxycares-gmbh.de finden Sie einen Ratenrechner

oder Sie vereinbaren ein persönliches Gespräch mit uns - wir beraten Sie gerne!



reddot design award
winner 2013

Caddy (Rollator)Jazz Dolomite G10

Das Besondere an dem Dolomite Jazz 610 ist sein geringes Gewicht und die Möglichkeit ihn platzsparend zu verstauen. Außerdem wurden die Bowdenzüge nach innen verlegt, somit ist eine lange Lebensdauer garantiert.

Vorteile:

- Sehr stabiler Aluminium-Rahmen
- Kabelloses, wartungsfreies Bremssystem
- Breiter, tiefer Softsitz für bequemes und sicheres Sitzen
- Integrierte Stufenhilfe für einfaches Überfahren von Unebenheiten
- Pannensichere Bereifung
- Hohe Belastbarkeit bis zu 130 KG

Serienausstattung:

- Korb
- automatisch verriegelnde Klappsperre

285,00 €
Gewicht nur 7,8 Kg

Blutdruckmessgeräte von Bosch+Sohn:

**Shop-Preis
 nur 26,75 €**



Boso Medistar+
 Für das Handgelenk

Boso Medicus X
 Mit Standard-
 Oberarmmanschette
 I-Knopf-Bedienung

**Shop-Preis
 nur 52,30 €**



**Shop-Preis
 nur 61,88 €**



Boso Medicus Family 4
 Mit Universal-
 Oberarmmanschette
 und 4 Speicherplätzen

Pulsoxymeter M 70 nur 39,95 €

