

NEU

SISS Babycontrol M®

Zuverlässige Atem-, Herz- und Sauerstoffsättigungsüberwachung Neu mit Masimo-Technologie

Der SISS BABYCONTROL® M Monitor überwacht die Atem- und Herzfunktion sowie die Sauerstoffsättigung von Säuglingen und Kleinkindern und kann somit ein zuverlässiges Hilfsmittel gegen den "Plötzlichen Kindstod" sein.

Die hohe Zuverlässigkeit, die einfache Handhabung und die komfortable Baugröße (nur 450g) mit dem Akku- oder Batteriebetrieb machen den SISS BABYCONTROL® M Monitor zu einem universell einsetzbaren Instrument für die Säuglingsüberwachung in Kliniken, zu Hause, unterwegs im Auto oder im Kinderwagen.

Die große beleuchtete LCD-Anzeige (Display) und die übersichtlich angeordneten Tasten erklären die Bedienung nahezu von selbst. LED-Signale in Ampelfarben weisen den Benutzer auf den Zustand des Gerätes hin.

Der SISS BABYCONTROL® M gibt einen optischen und akustischen Alarm, der je nach Ereignis ausgelöst wird.

Vorbereitet sein

Nach wie vor ist der "Plötzliche Kindstod" eine unvorhersehbare Ursache, an der im Jahr in Deutschland ca. 300 Kinder sterben (Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland). 80% der betroffenen Kleinkinder sind zuvor ganz gesund. Lediglich 20% stammen aus sogenannten Risikogruppen (ehemalige Frühgeborene oder Säuglinge mit bereits lebensbedrohlichem Ereignis oder erfolgtem "Plötzlichen Kindstod" in der engeren Verwandtschaft). Nur ein rechtzeitiger Alarm bei Unregelmäßigkeiten gibt die Möglichkeit, innerhalb kürzester Zeit lebensrettende Maßnahmen einzuleiten. Diese sollten zuvor in speziellen Kursen erlernt werden. Unser Infofilm "Lebens-wichtig" zeigt die einfache Bedienung der SISS Monitore und die wichtigsten Situationen, auf die Eltern vorbereitet sein sollten. Er liegt jedem Gerät kostenlos bei.

Intelligente Speicherfunktion

SISS BABYCONTROL® M speichert alle relevanten statistischen Werte sowie Herz- und Atemfrequenz, Sauerstoffsättigung und EKG Kurve. Die Aufzeichnung wird durch Alarme ausgelöst. Die Werte können anschließend am PC ausgelesen werden.



Technische Daten:

Betriebsart	Batteriebetrieb, 4 x 1,5V
Mignon	
Batteriewechsel	Typ Alkaline
Woche	je nach Betriebsart 1
Betriebstemperatur	5 - 40° C
Lagertemperatur	-40 - 70° C
Alarmverzögerungszeiten	10 - 25 Sek. (Atmung)
Unter-/Obergrenzen	40 - 90 (Bradycardie)
	160 - 235 (Tachycardie)
	71 - 91 % (SpO2)
	Untergrenze 92 - 99/aus %
	Obergrenze
Funktionsanzeigen	LED und Display
Abmessungen	150 x 80 x 55
L x B x H (in mm)	
Gewicht	ca. 450g

Pulsoxymeter MD300C52
für Kinder

nur 49,95 €*



*zzgl. Versandkosten

OXYCARE GmbH · Holzweide 6 · 28307 Bremen

FON 0421-48 99 6-6 · FAX 0421-48 99 6-99 · E-Mail ocinf@oxycare.eu

• • • • www.oxycare-gmbh.de

• • • • www.oxycare.eu

Super Mesh Nebulizer

Gewicht nur 88 g, mit langlebigem Akku, geräuschlos

Vorteile:

- Gerät nur 88 g, Maske 50 g leicht
- Vernebelung von z.B. Pulmicort möglich
- Vernebelungsleistung ca. 0,25 ml/min
- Max. Füllmenge des Medikationsbehälters: 6 ml
- Nickelfreie Mesh-Technologie (Membran-Technologie)
- Langlebiger Lithiumionen Akku 3,6~4,2V
- Medikamentenbehälter, Maskenadapter sowie die Silikonmasken können durch Auskochen bei 100 Grad gereinigt werden
- Inhalation kann auch in einem 75°- Neigungswinkel erfolgen



Sami® - das kinderfreundliche Inhalationsgerät Mit SideStream-Technologie

Vorteile:

- Kinderfreundliches Design
- Kurze Behandlungszeiten durch SideStream-Technologie
- Stabilität durch Gewicht am Boden
- Standfestigkeit durch Gumminoppen
- Integrierter Verneblerhalter
- Mit bewährtem SideStream-Vernebler
- Als Einweg- oder wiederverwendbare Variante



Eine kleine Auswahl unserer Atemtherapiegeräte:

Quake

Hi-Mi-Nr. 14.24.08.0005

Für In- u. Expirationstraining
 kann an den MultiSonic adaptiert werden (Adapter optional)



RespiPro Shaker Classic

Hi-Mi-Nr. 14.24.08.0000,

manueller, flow-orientierter Atemtrainer



Inhalationshilfen:

LiteAir Spacer

Hi-Mi-Gr. 14.24.01.0xxx

Ultraleichte, faltbare Pocket-Inhalationshilfe



GeloMuc® / Flutter®

Hi-Mi-Gr. 14.24.08.0xxx

Löst festsitzenden Bronchialschleim



POWERbreathe medic

Hi-Mi-Gr. 14.24.08.0xxx

Atemtraining durch „IMT“
 – Inspiratorisches-Muskel-Training



Spacer, z.B. OptiChamber Diamond

Hi-Mi-Gr. 14.24.03.1003

Z. B. small mit Kindermaske,

Vorteil: Ventile für niedrigen Atemwiderstand



Testen Sie uns!

Pulsoxymeter MD300 C19
 für Erwachsene

nur 39,95 €

