

Blutdruckmessgeräte von Bosch + Sohn

Neues Modell

Boso Medistar+

Für das Handgelenk

- Für einen Handgelenkumfang von 13,5 bis 21,5 cm
- Übersichtliche 3-Werte-Anzeige für Blutdruck und Puls
- Speicher für 90 Messungen für 14-Tage-Profil
- Arrhythmie-Erkennung zeigt Herzrhythmusstörungen an
- Mittelwertanzeige von Systole und Diastole
- Mit Hardbox-Reiseetui, Batterien und Blutdruckpass

Shop-Preis
 nur 26,75 €



HMV-Nr. 21.28.01.3047

Neues Modell

Boso Medicus Family 4

Mit Universal-Oberarmmanschette 22-42 cm

- Speicher für 4 Personen, jeweils 60 Messungen, plus Gastmodus
- Bewegungssensor verhindert falsche Messergebnisse
- Arrhythmie-Erkennung zeigt Herzrhythmusstörungen an
- Bewertungsskala nach WHO
- Mittelwertanzeige von Systole und Diastole
- Intelligente Aufpumpautomatik
- Übersichtliche 3-Werte-Anzeige für Blutdruck und Puls
- Anschlussmöglichkeit für Standard- und XL-Manschette
- Netzteil-Anschlussmöglichkeit für batteriefreien Betrieb
- Mit Hardbox-Reiseetui, Batterien, Manschette und Blutdruckpass

Shop-Preis
 nur 61,88 €



HMV-Nr. 21.28.01.2108

Neues Modell

Boso Medicus X

Mit Standard-Oberarmmanschette 22-32 cm

- 1-Knopf-Bedienung
- Speicher für 30 Messungen
- Arrhythmie-Erkennung zeigt Herzrhythmusstörungen an
- Bewertungsskala nach WHO
- Mittelwertanzeige von Systole und Diastole
- Intelligente Aufpumpautomatik
- Übersichtliche 3-Werte-Anzeige für Blutdruck und Puls
- Anschlussmöglichkeit für Standard- und XL-Manschette
- Netzteil-Anschlussmöglichkeit für batteriefreien Betrieb
- Mit Batterien, Manschette und Blutdruckpass

Shop-Preis
 nur 52,30 €



HMV-Nr. 21.28.01.2118

Boso Medicus Exclusive für Kinder
 Mit kleiner Oberarmmanschette 16-22 cm

- Zuschaltbare Sprachausgabe (5 Sprachen)
- Speicher für 90 Messungen
- Bewegungssensor verhindert falsche Messergebnisse
- Optische Anzeige von Bewegungsstörungen
- Arrhythmie-Erkennung zeigt Herzrhythmusstörungen an
- Bewertungsskala nach WHO
- Intelligente Aufpumpautomatik
- Mittelwertanzeige von Systole und Diastole
- Anschlussmöglichkeit für Universal-Manschette 22-42 cm
- Netzteil-Anschlussmöglichkeit für batteriefreien Betrieb
- Mit Etui, Batterien und Blutdruckpass

Neues Modell

**Shop-Preis
 nur 76,16 €**



HMV-Nr. 21.28.01.2102

Die richtige Blutdruckmessung

Was ist Blutdruck?

Der Blutdruck wird durch die Herztätigkeit im Gefäßsystem aufgebaut. Zieht sich der Herzmuskel zusammen, entsteht ein Pumpstoß, in diesem Moment ist der Blutdruck am höchsten (systolischer Wert). Füllt sich das Herz danach wieder mit Blut, ist der Druck am niedrigsten (diastolischer Wert).

Was muss ich beachten?

- Vor der Messung Nikotin und Kaffee meiden
- Entspannen Sie sich 5 Minuten und nehmen eine bequeme Sitzposition ein
- Messen Sie den Blutdruck zuerst an beiden Armen und danach immer an dem Arm, dessen Blutdruckwert höher ist. Beträgt der Unterschied mehr als 10 mmHg besprechen Sie die Werte bitte mit Ihrem Arzt
- Lassen Sie zwischen zwei Messungen mindestens zwei Minuten vergehen
- Während der Messung nicht bewegen und nicht sprechen

Ist mein Blutdruck ok?

Bewertung	Systole	Diastole
eindeutig erhöht	ab 140	ab 90
noch normal	130 – 139	85 – 89
normal	120 – 129	80 – 84
optimal	bis 119	bis 79



Pulsoxymeter M70 nur € 39,95