



Philips Nuance Pro  
Masque

### Gel

Pack  
3 tailles d'embout narinaire (S, M,  
L)



HH1101

## Une nouvelle solution pour un sommeil réparateur

La technologie des embouts narinaires en gel Nuance est conçue pour offrir confort et étanchéité, favorisant ainsi un sommeil réparateur.

#### Facile à utiliser

- Circuit flexible et léger pour réduire la tension exercée sur le masque.

#### Embouts narinaires en gel

- Les embouts narinaires s'adaptent aux différentes tailles de narines.

#### Meilleure stabilité

- Reste en place toute la nuit.

Masque  
Gel Pack, 3 tailles d'embout narinaire (S, M, L)

# Caractéristiques

## Entretien

- Garantie: 90 jours

## Design

- Facile à utiliser: Montage et démontage faciles

## Utilisation prévue

- À utiliser sur des patients > 30 kg: ayant une prescription de traitement par PPC

## Spécificités

- Pression de fonctionnement: 4 à 20 cmH<sub>2</sub>O
- Niveau de pression acoustique: 19 dBA
- Nombre d'éléments: Quatre

- Matériau du coussin: Caoutchouc de silicone
- Matériau des embouts narinaires/des coussins de l'armature: Gel d'uréthane
- Matériau du harnais: Nylon UBL/Mousse d'uréthane/Lycra
- Instructions de nettoyage : masque: Laver à la main avec un détergent doux, Rincer abondamment, sécher à l'air libre
- Nettoyage : harnais, circuit: Laver à la main avec un détergent doux
- Matériau du conduit: Élastomère de polyester thermoplastique
- Matériau du système de pivotement/du circuit/du coude: Polypropylène

HH1101/00

# Points forts

## Léger et simple



Plus facile à assembler, à désassembler et à utiliser que les meilleurs masques à embouts narinaires du marché.

## Offre confort et étanchéité



Les embouts narinaires en gel Nuance ont été conçus différemment dans le but d'optimiser le confort des patients. La base en gel des embouts narinaires repose confortablement sous le nez.

## Harnais anti-dérappant innovant



Idéal pour les patients qui souhaitent dormir dans leur position préférée.



Date de publication  
2018-05-21

Version: 8.1.2

12 NC: 0000 011 05168  
UPC: 6 06959 02147 1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* L'achat de ce dispositif médical ne peut pas faire l'objet d'une demande de remboursement auprès du régime obligatoire de sécurité sociale.