

PHILIPS

Nasenmaske

DreamWear

Standard-Maskenrahmen und 4 Kissen

Bewegungsfreiheit und freie Sicht



HH1111



Als wäre sie gar nicht da.

DreamWear Nasenmaske – für ein ganz natürliches Schlafgefühl.

Das innovative Design* von DreamWear bietet Ihnen volle Bewegungsfreiheit und Tragekomfort. So können Sie jede beliebige Schlafposition einnehmen.

Bewegungsfreiheit

- Für ein ganz natürliches Schlafgefühl
- Weicher, flexibler Maskenrahmen
- Das innovative Maskendesign ermöglicht eine größere Bewegungsfreiheit bei der Schlaftherapie.
- Mehr Komfort mit DreamWear

Innovatives Design

- Stabilität die ganze Nacht lang

Keine Druckstellen auf dem Nasenrücken

- Maskenkissen unter der Nase

Freies Sichtfeld

- Schlauchanschluss oben auf dem Kopf
- Lesen oder Fernsehen ohne Einschränkung

Besonderheiten

Maskenkissen unter der Nase



Das Maskenkissen liegt angenehm unter der Nase an, so dass keine Druckstellen auf dem Nasenrücken entstehen und unangenehme Hautreizungen an den Nasenlöchern verhindert werden.

Ein ganz natürliches Schlafgefühl



DreamWear vereint die Vorteile von Minimalkontaktmasken und Nasenmasken, bietet hohen Komfort und kann zu einer erfolgreichen Schlaftherapie beitragen.

Schlauchanschluss oben auf dem Kopf



Die ausgeatmete Luft wird nicht direkt an der Nase abgeleitet, sondern oben auf dem Kopf. Diese Schlauchposition erlaubt eine größere

Bewegungsfreiheit beim Schlafen. Benutzer berichten, dass sie dank DreamWear nicht mehr gezwungen sind, in einer bestimmten Position zu schlafen, sondern eine größere Bewegungsfreiheit besitzen.*

Stabilität und Komfort

Das innovativ gestaltete DreamWear 1.5 Kopfband mit seitlichen Bügeln sorgt im Schlaf für zusätzliche Stabilität und wirkt so einem Verrutschen entgegen. Die seitlichen Bügel des Kopfbandes erfüllen die gleiche Funktion wie die Bügel einer Brille und tragen dazu bei, dass Bewegungen von Maske und Kopfband während des Gebrauchs minimiert werden. Und das lässt sich konkret belegen. 85% der Benutzer von DreamWear Gelkissenmasken1 und 88% der Benutzer von DreamWear Nasenmasken2 fanden unsere Masken mit dem überarbeiteten Kopfband stabiler als mit dem originalen Kopfband.

Lesen oder Fernsehen



Dank des offenen Designs bietet DreamWear ein äußerst großes Sichtfeld, so dass Sie im Bett vor dem Schlafengehen problemlos eine Brille tragen und lesen, fernsehen oder ein Tablet verwenden können.

Weicher, flexibler Maskenrahmen



Das flexible Material, durch das die Luft strömt, liegt sanft auf der Haut, so dass Druckstellen vermieden und ein komfortabler Sitz erzielt werden.

Innovatives Maskendesign

Das innovative Design* von DreamWear verhindert Abdrücke auf dem Nasenrücken sowie Hautreizungen der Nasenlöcher und ermöglicht dem Anwender ein offenes Sichtfeld und mehr Bewegungsfreiheit dank des Schlauchanschlusses oben auf dem Kopf.

Mehr Komfort mit DreamWear

Anwender empfinden DreamWear als wesentlich komfortabler im Vergleich zu ihrer bisher verschriebenen Maske, da sie kaum zu spüren ist.

Daten

Bedienung

Gewährleistung: 90 Tage

Innovative design

Komfort und Leistung: Weniger Hautreizungen

Freedom of movement

Ungehindertes Sichtfeld: Individuelle Schlafposition

Specifications

Material von

Maskenrahmen/Kniestück/Schnellverschluss:
Polycarbonat

Technische Daten

Betriebsdruck: 4 bis 20 cmH₂O

Schalldruckpegel: 18 dBA

Anzahl der Teile: Fünf

Material des Kopfbands:

Polyurethanschaumstoff/Nylon/Elastan

Material des Maskenrahmens: Polycarbonat

Cleaning instructions: mask: Handwäsche mit mildem Reinigungsmittel, Gründlich abspülen, an der Luft trocknen lassen

Cleaning: headgear, tubing: Handwäsche mit mildem Reinigungsmittel, Sorgfältig abspülen, zum Trocknen aufhängen

Material der Stoffhüllen: Polyester/Elastan

Verwendungszweck

Für Patienten <gt/> 30 kg: with CPAP prescription

