

# RESMED

## Eine Maske, auf die Sie sich verlassen können

Die Mirage Micro Nasenmaske mit ihrer individuellen Passform und ihrem komfortablen Sitz ist ideal für jede Gesichtskontur geeignet.

Zusammen mit der Maske erhalten Sie eine Tasche und eine Gebrauchsanweisung mit Tipps zur Anpassung und Pflege der Maske.



**Die Mirage Micro ist eine moderne und universell einsetzbare Nasenmaske von ResMed – dem Marktführer für Maskentechnologie.**

## Mirage Micro

NASENMASKE

### Bewährte Abdichtung, perfekter Sitz

- Individueller Sitz und Komfort
- Leise, kompakt und elegant
- Intuitiv und anwenderfreundlich



Für weitere Informationen zur Mirage Micro besuchen Sie unsere Website unter [www.resmed.de](http://www.resmed.de)

#### Vertrieb durch:

ResMed GmbH & Co. KG  
Fraunhoferstraße 16  
82152 Martinsried  
DEUTSCHLAND

Tel 089 9901-00  
Fax 089 9901-1055

E-Mail [reception@resmed.de](mailto:reception@resmed.de)



# RESMED

## Mirage Micro™

NASENMASKE

Patienteninformation



© 2010 ResMed GmbH & Co. KG · 1012428 · 2 · 1110

## Individueller Sitz und Komfort

- **Perfekter, individuell abgestimmter Sitz** – Der MicroFit™-Regler ermöglicht eine präzise Anpassung der Stirnstütze. Durch einfaches Drehen des Reglers kann die Maske auf die für Sie bequemste Position eingestellt werden.
- **Sichere Abdichtung** – Das doppelwandige Mirage™ Maskenkissen verringert den Druck auf den Nasenrücken und sorgt für eine effektive Abdichtung.
- **Durchdachte Kombination** – Beim Anpassen der Maske mit dem MicroFit Regler und dem doppelwandigen Mirage Maskenkissen wird eine optimale Abdichtung erzielt, ohne dass das Kopfband zu fest angezogen werden muss.
- **Auswahl an Größen** – Bei fünf verschiedenen Maskenkissen- und zwei verschiedenen Maskenrahmengrößen erreichen Sie garantiert einen perfekten Sitz.

## Leise, kompakt und elegant

- **Geräuscharme Leistung** – Integrierte kleine Luftauslassöffnungen lassen die Luft leise aus der Maske austreten.
- **Freies Sichtfeld** – Die schlanke Stirnstütze ist weniger störend und wirkt leicht auf dem Gesicht.
- **Für Ihren Lebensstil entwickelt** – Die einzigartige Teilung im Kniestück sorgt für eine effektive CO<sub>2</sub>-Auswaschung und eine geringere Geräuscentwicklung, so dass Sie und Ihr Partner ruhig schlafen können.

## Intuitiv und anwenderfreundlich

- **Sicherer Sitz beim ersten Anpassen** – Die Gewöhnung an Ihre Maske ist einfach, wenn sie gleich beim ersten Anpassen sicher sitzt. Mirage Micro ist für einen guten Sitz ausgelegt – beim ersten Mal und jedes Mal danach.
- **Einsatzbereit** – Die praktischen Kopfband-Clips sind einfach zu öffnen und zu schließen. Sie „merken“ sich die optimale Einstellung und ersparen dadurch erneutes Einstellen nach der ersten Anpassung!
- **Anpassung bei aufliegender Maske** – Zur Einstellung mit dem MicroFit-Regler braucht die Maske nicht abgenommen zu werden. Sie können den Regler einfach bei angelegter Maske drehen, auch im Liegen.
- **Einfach zu reinigen** – Wenige, einfache Maskenteile machen das Zusammenbauen, Zerlegen und Reinigen zum Kinderspiel.

