

## Clario Sekretsauger

Das kleine leichte Absauggerät wiegt nur 2 kg.

Das einzigartige Hygienekonzept mit Schwimmer und Auffangkammer verhindert das Überlaufen von Sekreten. Darüber hinaus verhindert das Membransystem jegliches Eindringen von Sekreten ins Innere der Pumpe - ein Überlaufilter ist nicht nötig. Eine Kontamination des Geräteinnern mit Bakterien ist unmöglich.

### Bedienelemente:

Die Vakuumeinstellung sind einfach über den Regler zu wählen:

min. 131 mmHg,  
 med. 266 mmHg  
 max. 595 mmHg.

Die maximale Saugleistung beträgt 15 l/min

Da der Behälter direkt an der Sicherheitskammer befestigt ist, sind keine Verwechsellungen möglich.

### Lieferumfang:

Grundgerät inkl. Netzkabel, 1 Mehrweg-Behälter-Set, 1 Schlauch + Fingertipp

### Indikation

Die Clario dient zur medizinischen Absaugung von Sekreten, Körperflüssigkeiten und Fremdkörpern im nasalen, pharyngealen und trachealen Bereich. Diese Absaugpumpe ist geeignet für die Verwendung zu Hause, im Krankenhaus, im Auto (Akku-Version) oder im Freien (Akku-Version).

### Kontraindikationen

Das Gerät ist nicht geeignet zum Dauerabsaugen.



Das Gerät ist als Netzgerät oder als Akku-Version (mit Netzanschluss) erhältlich.

HMV-Nr. 01.24.01.0016 oder 01.24.02.0012

### Technische Daten:

Leistung max.:	Gerät = 65 W
Akku Betriebsdauer:	bei max. Belastung 50 Min.
Akku-Ladedauer:	5 Std.
Packmaße:	32 x 25 x 21cm
Gewicht:	1,7 Kg / 2,0 kg Akkuversion
Anschlussspannung:	230 V, 12 V
Saugleistung:	15 l/min
Endvakuum:	- 0,73 kPa
Druckwerte:	
Min. Vakuum:	18 kPa (131 mmHg) ± 15%
Med. Vakuum:	40 kPa (266 mmHg) ± 15%
Max. Vakuum:	80 kPa (595 mmHg) - 15%

## ASSKEA M20/30 und S20/S30 Sekretsauger

### Absauggerät Asskea M20/M30 – für Netz- und Akkubetrieb

PRAKTISCH – die mobilen, analogen Absauggeräte M20 und M30 bestehen durch ein einfaches und klares Bedienkonzept mittels Vakuummeter und Nebenluftregelung.

Durch die sich unterscheidenden Saugleistungen finden M20 und M30 eine breit angelegte Anwendung im Bereich der Atemwegsabsaugung.

Bezeichnend für beide analogen Varianten ist die hohe Akkukapazität, welche eine hohe Zuverlässigkeit im mobilen Einsatz garantiert. Sowohl das Laden als auch das Betreiben erfolgt einheitlich über das zugehörige 12V-Netzgerät, **daher mobil als auch über Netzanschluss nutzbar.**

### Absauggerät Asskea S20

Die Geräte der ASSKEA "S"-Serie sind netzabhängige medizinische Absauggeräte und dienen der temporären Absaugung von Sekreten, Körperflüssigkeiten sowie Spülflüssigkeiten, welche typischerweise bei der Absaugung der oberen Atemwege anfallen.

Die "S"-Serie findet ihre optimale Anwendung im stationären Bereich, aber auch während der Pflege und Rehabilitation im Privaten (Homecare).

Die Vakuumregelung der stationären Absauggeräte erfolgt wie bei den analogen, mobilen Varianten über den Vakuumregler (Nebenluftregulierung).

#### Lieferumfang:

1 x ASSKEA Grundgerät, 2 x Sekretbehälter,  
1 x Bakterienfilter, 1 x Deckel mit Überlaufsicherung,  
1 x Silikonschlauch, wiederverwendb.,  
1 Fingertip, 1 Schaltnetzteil (nur M-Serie)



HMV-Nr. 01.24.01.0024 (S20), 01.24.01.1016 (S30)  
01.24.02.0018 (M20), 01.24.02.1015 (M30)

- **Technische Details Asskea M 20**  
Saugleistung 18 l/min ± 2 l/min  
Mehrwegbehältersystem (1000 ml)  
Gewicht: 3,1 kg  
Akkuleistung ca. 45 min
- **Technische Details Asskea M 30**  
Saugleistung 26 l/min ± 2 l/min  
Mehrwegbehältersystem (1000 ml)  
Gewicht: 3,6 kg  
Akkuleistung ca. 45 min
- **Technische Details Asskea S 20**  
Saugleistung 18 l/min ± 2 l/min  
Mehrwegbehältersystem (1000 ml)  
Gewicht: 3,4 kg  
Betriebsdauer ca. 45 Minuten
- **Technische Details Asskea S 30**  
Saugleistung 28 l/min ± 2 l/min  
Mehrwegbehältersystem (1000 ml)  
Gewicht: 4,1 kg  
Betriebsdauer ca. 45 Minuten