

OxyHaler NE-SMI®

der lautlose Membran-Vernebler mit Akku - 88 g leicht

Der OxyHaler ist das perfekte Inhalationsgerät für Erwachsene und Kinder, die mit einem kleinen, leichten und dennoch stabilen Gerät mobil sein möchten.

Durch die spezielle Membran-Technologie wird das Aerosol durch feine, 4 µ kleine Löcher in der Membran gedrückt. Dadurch gelangt das Aerosol mit dem Inspirationsfluss in die oberen und unteren Atemwege. Somit wird eine effektive und schnelle Inhalationstherapie ermöglicht.

Vorteile:

- Gewicht des Gerätes nur 88 g, der Maske 50 g
- Nickelfreie Mesh-Technologie (Membran-Technologie)
- Langlebiger Akku
- Absolut geräuschlos
- Verneblung von NaCl, z.B. Nebusal 7%, bis Antibiotika möglich
- Medikamentenbehälter, Maskenadapter sowie die Silikonmasken können durch Auskochen bei 100 Grad gereinigt werden
- Inhalation kann auch in einem 75°-Neigungswinkel erfolgen

Im Lieferumfang enthalten sind:

- OxyHaler NE-SM1
- Silikonmaske für Kinder
- Silikonmaske für Erwachsene
- Silikonmundstück
- USB Kabel
- Tasche
- Gebrauchsanweisung



PZN 10408943

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	Lithiumionen 3,6~4,2 V DC1,4 W
Maße (B)×(T)×(H): mm	52 mm × 53 mm × 109 mm
Gewicht:	88 g, Maske: 50 g
Verneblungsleistung:	ca. 0,25 ml/min (23 °C)
Max. Füllmenge des Medikationsbehälters:	6 ml
Betriebszeit bei vollem Akku:	ca. 5 Stunden
Aufladezeit d. Akku:	ca. 3 Stunden
2 Betriebsmöglichkeiten:	Dauerbetrieb, oder auf Knopfdruck

Pulsoxymeter OXY 310



Shop: www.oxycore.eu

CPAP - Masken, Geräte und Zubehör in großer Auswahl



div.
 CPAP/ APAP/ BiPAP
 Geräte und viele
 verschiedene
 Masken



ab 19,90 €

Komfort-Schlauchhülle
 mit und ohne Reißverschluss
 • 1800 mm Länge
 • Mit Handwäsche waschbar

Reinigungstücher
 Zur schnellen und einfachen
 Reinigung z.B. Ihrer Maske



9,80 €



35,50 €

CPAP Schlafkissen
 mit 6 Schlafzonen
 • Weniger Maskenleckagen
 • Schlafen in jeder Lage

Philips Respironics, Löwenstein Medical
 Drive DeVilbiss

Blutdruckmessgeräte von Bosch + Sohn

Boso Medistar +
 Für das Handgelenk



- Übersichtliche 3-Werte-Anzeige für Blutdruck und Puls
- Speicher für 90 Messungen

Boso Medicus X
 Mit Standard-Oberarmmanschette



- Einfache und sichere Einknopfbedienung
- Große 3-Werte-Anzeige
- Letzte Messung wird automatisch gespeichert

Boso Medicus Family 4
 Mit Universal-Oberarmmanschette



- Für 4 Personen plus Gast
- 4 Messwertspeicher für jeweils 60 Messungen
- Erkennung von Herzrhythmusstörungen

Inhalationsgeräte:



nur 78,50 €

Allegro, mit 2 Masken
 mit 3 Düsen für die
 oberen, mittleren und
 unteren Atemwege



Shop-Preis 59,50 €

Sami
 mit Sidestream-Vernebler,
 kurze Inhalationszeiten.
 Mit Maske und Mundstück



OxyHaler, nur 88 g
 Membran-Technologie,
 klein, geräuschlos,
 langlebiger Li-Ionen-Akku
 wird über das Gerät geladen.
 Mit USB-Anschluss.

Eine kleine Auswahl unserer Atemtherapiegeräte

Quake

Für In- u. Expirationstraining
 kann an den MultiSonic adaptiert werden (Adapter optional)



Respi-Pro

manueller, flow-orientierter Atemtrainer



POWERbreathe medic

Atemtraining durch „IMT“
 – Inspiratorisches-Muskel-Training



Acapella

verschiedene Ausführungen:
 grün: für Erwachsene, blau: für Kinder + Senioren
 dunkelgrün: autoklavierbar
 Löst festsitzenden Bronchialschleim



GeloMuc / Flutter

Löst festsitzenden Bronchialschleim



Shaker Classic

Löst Sekrete mittels Vibration



RC Cornet/RC Cornet Plus

Löst Sekrete mittels Vibration

- Erweiterung der Atemwege
- Löst festsitzenden Bronchialschleim
- Kann während der Inhalation verwendet werden



Peak-Flowmeter PersonalBest von Philips Respironics

Universelle Größe f. Erwachsene und Kinder
 Mit 3-Farbzonen-Asthma-Management



Inhalationshilfen:

Spacer, z. B. OptiChamber Diamond

Hi-Mi-Gr. 14.24.03.1003, mit Maske

- Ventile für niedrigen Atemwiderstand
- Antistatische Kammer für eine gleichmäßige Aerosoltherapie
- Flexibler pMDI-Adapter



* solange Vorrat reicht

Fingerpuls oxymeter
Oxy310

