



**Philips InnoSpire Elegance  
Kompressor-  
Verneblersystem**

Tischgerät für den Heimgebrauch

Therapie in 6 bis 8 Minuten\*  
\*bei Verwendung mit 2,5 ml  
Salbutamol  
Vernebler-Set inbegriffen



**HH1300**

## Vernebler-Therapie, auf die Verlass ist

Für eine konsequente Behandlung

InnoSpire Elegance bietet eine schnelle, effiziente und zuverlässige Aerosol-Wirkstoffabgabe zur Dauerbehandlung im Krankenhaus und zu Hause.

**Kurze Behandlungszeiten**

- Therapie erfolgt in 6 bis 8 Minuten\*

**Elegantes, robustes Design**

- Robustes Design und Zuverlässigkeit

**Bewährte SideStream Technologie**

- Bewährte Vernebler-Technologie

**Für die Verwendung im Krankenhaus und zu Hause**

- Für eine dauerhafte Verwendung
- Kompatibel mit gängigen verschreibungspflichtigen Vernebler-Medikamenten

## Kompressor-Verneblersystem

Tischgerät für den Heimgebrauch Therapie in 6 bis 8 Minuten\*, \*bei Verwendung mit 2,5 ml Salbutamol, Vernebler-Set inbegriffen

# Besonderheiten

### Für den Gebrauch zu Hause



Robust genug für eine dauerhafte Verwendung sowohl in einer Klinikumgebung als auch zu Hause. InnoSpire Elegance bietet eine konsequente und verlässliche Vernebler-Therapie.

### Leistung und Eleganz in einem



Ein Design, das sich Ihrem Lifestyle anpasst und gleichzeitig einer häufigen Nutzung standhält. Sie können sich sicher sein, dass Sie während der Lebensdauer des Verneblers ein hochwertiges Aerosol erhalten.

### Bewährte Vernebler-Technologie



Wenn der InnoSpire Elegance Luft durch das Röhrchen drückt, wird zusätzliche Luft durch die

Oberseite des Verneblers eingesogen, um ein schnelles Einatmen der Aerosol-Medikamente zu ermöglichen. SideStream wurde für die häufige Verwendung entwickelt und wird Ihnen das Vernebler-Medikament so lange effizient verabreichen, bis es Zeit ist, den Vernebler auszutauschen.

### Behandlungszeit



In Kombination mit dem SideStream Vernebler bietet InnoSpire Elegance eine schnelle Wirkstoffabgabe und kurze Behandlungszeiten.

### Vielfältigkeit



In der Lage, die verschiedensten Medikamente zu vernebeln, die regelmäßig mit Verneblern verwendet werden, um verschiedene Atemwegserkrankungen zu behandeln.

HH1300/00

# Daten

### Design

- Kompakt: Wiegt nur 1,5 kg

### Betriebsparameter

- Elektrische Nennwerte/Leistung: 120 V/60 Hz, 1,7 A
- Max. Flussrate: 9,4 l/min
- Höchstdruck: 3 bar
- Betriebsart: Dauerbetrieb
- Betriebsflussrate: 7 l/min bei 0,7 bar

### Leistungsdaten

- MMAD: 2,9 µm
- Feinpartikelfraktion: 77% unter 5 µm
- Verneblungskapazität: 8 ml

### Produktangaben

- Gewicht: 1,5 kg
- Abmessungen: 165 x 165 x 108 mm
- Geräuschpegel: 58 ±3 dBA
- Behandlungszeit (6 bis 8 Minuten\*): \*bei Verwendung mit 2,5 ml Salbutamol

### Service

- Gewährleistung: 5 Jahre



Ausstellungsdatum  
2018-07-25

Version: 7.1.2

12 NC: 0000 010 99973  
UPC: 3 83730 99973 9

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*bei Verwendung mit 2,5 ml Salbutamol