

AirForce Mini

Kompressor-Vernebler



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen

Breite: 111 mm

Höhe: 45 mm

Tiefe: 68 mm

Gewicht

217 Gramm

Partikelgröße

MMAD 4,12 Mikrometer

Verneblungsrate: 0,25ml/min.

Min. Füllvolumen: 2 ml

Max. Füllvolumen: 6 ml

Restvolumen: 0,8 ml

Das portable Inhalationsgerät AirForce Mini von Drive DeVilbiss Healthcare erlaubt Anwendern eine stromunabhängige Aerosol-Therapie jederzeit, an jedem Ort: ob im Büro, in der Schule oder während der Freizeit. Das AirForce Mini ist klein, leicht und handlich und somit der ideale Begleiter für eine wirkungsvolle Inhalations-Therapie, zuhause und unterwegs.

EIGENSCHAFTEN

- Integrierter Akku mit LED-Statusanzeigen
- Federleicht
- Besonders angenehme Haptik
- Einfache Handhabung und Reinigung
- Geringe Betriebslautstärke
- Mitunter das kleinste Inhalationsgerät am Markt

Durch die verwendete Kompressor-Technologie wird ein sehr hoher Anteil an lungengängigen Aerosolen produziert, daher eignet sich das AirForce Mini hervorragend für die Behandlung von Atemwegserkrankungen der unteren und der oberen Atemwege. Das AirForce Mini wurde für die Verwendung sowohl durch Kinder und Jugendliche als auch Erwachsene konzipiert.

Im Lieferumfang enthalten:

AirForce Mini Kompressor, Mundstück mit Ausatemventil, Luftschlauch, Ersatzfilter (5 Stück), Erwachsenenmaske, Kindermaske, Nasengabel, Micro-USB Kabel, Düsenvernebler, Bedienungsanleitung, Transporttasche und Steckernetzteil.



Drive DeVilbiss International

DeVilbiss Healthcare GmbH
Kamenzer Straße 3
68309 Mannheim, Germany

UK +44 (0) 121 / 521 31 40
DE +49 (0) 621 / 1 78 98 0
kontakt@devilbisshc.com

www.drivedevilbiss-int.com

drive
DeVilbiss
HEALTHCARE