

Salivent®

Feucht-warme Salzinhalation – wie eine Meeresbrise

Durch Salivent® können Sie überall die heilenden Kräfte von Meersalz nutzen. Salivent erzeugt mikrofeine Aerosole wie sie bei Windstärke 10 am Meer vorkommen.

Das bewusste Einatmen mit kurzen Unterbrechungen bewirkt die Entstehung von mikrofeinen Salzaerosolen. Zusätzlich wird das Aerosol auf ca. 37° Grad erwärmt, was sich sehr angenehm auf den Atemtrakt auswirkt. Das Atmen wird erleichtert und die Schleim- und Sekretbildung angeregt. Ein weiterer wertvoller Effekt von Salz besteht in seiner entzündungshemmenden Wirkung.

Das renommierte Fraunhofer-Institut für Toxikologie und Aerosolforschung bestätigt in seinen Studien die Wirksamkeit dieser Technologie und stellte auch ohne Stromzufuhr bereits eine über 90%-ige Heilwirkung des SALIVENT® fest.

Indikationen:

- Erkältung, grippaler Infekt, Heiserkeit
- Entzündungen der Nebenhöhlen
- Asthma bronchiale
- Chronisch obstruktive Bronchitis
- Bronchiektasen
- Mukoviszidose

Technische Daten:

- Elektrische Versorgung:
- Netzspannung: 230 V AC
 - Netzfrequenz: 50 Hz
 - Leistungsaufnahme: max. 15 Watt

Leistungsdaten:

- Sole Feuchtverneblung Medien-Durchsatz: ca. 2,2 ml/min
- Vorratsmenge: 200 ml
(gemessen mit 0,9 % NaCl in H₂O bei 24 °C)
- Aerosoltemperatur Temperaturbereich: 37°C (+/- 3°C)



Lieferumfang:

- 1 Salivent® Aerosol Inhalator
- 2 Atemmasken
- 2 Schwämme
- 1 Dosierhilfe
- 10 Salzbeutel
- 1 Bedienungsanleitung

Pulsoxymeter OXY310

