

Verordnungshilfe AV-Impulse/SCD

Bei der Verordnung eines AVI/SCD-Gerätes sollten mindestens zwei der folgenden Indikationen auf der Verordnung angegeben sein.

Es sollte auch eine ausführliche Diagnose sowie idealerweise der Hinweis:

„Aufgrund des erhöhten Risikos erscheint eine herkömmliche Therapie als nicht ausreichend“

vermerkt werden.

(Hierfür ist auf dem Verordnungsvordruck das Kästchen zusätzliche Behandlungs-Informationen gedacht)

...ausreichend, da ein erhöhtes Risiko aufgrund **u.g. Erkrankungen** gegeben ist.

Bei AVI:

- Schutz vor Thrombosen -insbesondere bei Heparin-Unverträglichkeit (HIT I und II) als Maßnahme mit gleichwertiger Wirksamkeit
- Komplikationen im Zusammenhang mit operativen Eingriffen am Bewegungsapparat (akute und chronische Schwellungen, Umgehung eines drohenden Kompartmentsyndroms in Folge massiver Schwellung, Wundheilungsstörungen, die Folgeerscheinungen massiver Schwellungen sind)
- Zur schnelleren Rehabilitation und Wiederherstellung der Funktion und Arbeitsfähigkeit
- Schnelles und gezieltes Management von frakturassoziierten Komplikationen
- Venöse Stasen und venöse Insuffizienz
- Akute/chronische Ödeme,
- Schmerzen infolge Unfällen, Traumata oder Op's,
- VTE und LE Prophylaxe
- Lymphödeme
- Beingeschwüre Ulcera,

Bei SCD:

- Patient mit hohem Thromboserisiko (siehe Risikobewertung)
- Patient mit Kontraindikationen zu MTS
- schwer mobilisierbare Patient
- Patient, der Katecholamine verabreicht bekommt
- Ödembehandlung
- adipöser Patient
- Gelähmter Patient
- Entstauung
- Patient, der nachts keine Beeinträchtigung haben sollen

OXYCARE GmbH

Sauerstoff- u. Beatmungstechnik
Holzweide 6, 28307 Bremen
Tel 0421 / 48996 – 6 / Fax - 99

kostenlose Fax-Nr.: 0800-699 22 730

Sauerstofftherapie (nur eine Auswahl)

Konzentratoren



EverFlo
0,5 - 5 l/min
robust, leise
energiesparend

Konzentratoren mobil



SimplyGo,
nur **4,5 kg**
Dauerflow
2 l/min.
gepult Stufe 1-6



SimplyGo Mini
gepult Stufe 1-5
Akkulaufzeit
Standard 4,5h
erw. Akku 9h St.2



Inogen One G3HF
gepult Stufe 1-5
Akkulaufzeit
4h auf Stufe 2
erweiterbar
auf 8h

Füllstationen



iFill
eigenständiges,
schnelles Be-
füllen von
O₂-Flaschen,
keine Wartezeit
auf O₂-Lieferanten

Flüssig-O₂




LOX 20-S41
mit mobiler
Einheit

Beatmung (nur eine Auswahl)



**Ventilogic
plus/LS**



TRENDvent physio

Mit AMT + AP
Mit integriertem
AtemMuskel-
Training zur
Atelektasen-
Prophylaxe



prisma VENT-Reihe
mit COPD-Modus
AirTrap Control

Absaugung (auch mit Akku)



ASSKEA



Clario



**VacuAide
7314**

Inhalation (nur eine Auswahl)



**Allegro
Standard**
Inhalationsgerät



SAMI
Sidestream-
Vernebler



Oxyhaler
Membran-Vernebler
mit Akku, nur 88 g



Salivent
Feucht-warme
Salzverneblung



**U-3002-S Ultraschall-
vernebler.** Mit geschl.
Sterilwassersystem.
Robustes Gehäuse,
absolut hygienisch,
einfach zu bedienen

AED Defibrillator



Fred easy life
Fred easyport
- der kleinste AED der Welt



Sekretolyse (nur eine Auswahl)



VibraVest
Die hochfrequente
Vibrations-Weste
zum Lösen von Sekret



Pulsar Cough
Hustenassistent
Mit Vibrationsmodus.
Auch für Kinder
geeignet



MyAirvo2
Nasaler High-Flow
Sauerstoff-
beimischung direkt
am Gerät

Onkologie

Chemosite Infusionsports
von Covidien
Zur besseren Compliance
der Chemotherapie



Atemtherapiegeräte (nur eine Auswahl)



**GeloMuc /
Flutter / Quake**
Für In- und
Expirations-
training und
Sekretlösung



Cornet/ Cornet PLUS
Löst festsitzenden
Bronchialschleim



Taxxos
Der Atemtakter.
Für eine langsame
Tiefenatmung

IPPB-Atemtherapie



Alpha 300
IPPB Atemtherapie
mit Display
inkl. Verneblung

Schlafapnoe (nur eine Auswahl) optional mit Befeuchtung, Akku + KFZ-Kabel


CPAP/autoCPAP/BiLevel/BiLevel ST/Cheyne Stokes



prismaLINE/
die Weinmann-Serie



SleepCube
von DeVilbiss



Point 2
von Fa. Hoffrichter



FLOxPAP
Modulbauweise
extrem leise und
druckstabil
für Allergiker

Reisen mit CPAP
Transcend



Gefäß-Wundtherapie/Chronische Wunden/Durchblutungsstörungen/geschwollene Beine/ Diabetisches Fußsyndrom DFS/Thromboseprophylaxe/pAVK/Schäufensterkrankheit



SCD 700
Intermittierendes Mehrkammer-
Kompressionsgerät mit Bein-
manschette. Die VRD-Technik
erfasst die Venenrückfüllzeit
und sorgt für einen optimalen
Blut-/Lymphfluss.



A-V Impulse System
Durch einen Kompressions-
impuls auf den Fußsohlen-
plexus wird das Venenge-
flecht ausgedrückt und
die Durchblutung gefördert.



O2-TopiCare® Wundsystem
Durch Zuführung von topi-
schem O₂ kann der Gewebs-
und Arteriensauerstoff-
partialdruck in der Wunde
angehoben werden um die
Wundheilung anzuregen.

Monitoring



OxySAT 801+
SpO₂-Messung
Mit: Alarme, Datenspeicherung,
PC-Schnittstelle und netzunabhängigem
Betrieb, MASIMO-Technik.



SISS Babycontrol
in versch. Ausführungen, z.B.
mit Herz-Atemüberwachung
zur Vorsorge bei SIDS (plötzl. Kindstod)

**Pulsoxymeter und Blutdruck-
messgeräte in verschiedenen
Ausführungen:**

