

Invacare® **Platinum® 9**



**Sicherer, langlebiger Standkonzentrator mit hohen Flussraten**

- Leistungsstark, zuverlässig und einfach zu bedienen
- Hohe Flussrate (bis 9 l/Min.) mit hoher Sauerstoffkonzentration (87 - 96 %) und **Invacare® HomeFil® II** Kompatibilität
- ermöglicht effiziente sowie kostengünstige Sauerstoffversorgung ohne zusätzlich wiederkehrende Lieferkosten
- Integrierte Alarmsysteme und einfache Bedienbarkeit sorgen für einen sicheren Gebrauch zu Hause.
- Leicht handhabbar durch kompakte Abmessungen und geringes Gewicht


**Auswahl Ersatzteile:**

- 1107412 Gehäusefilter
- 2001656 P.E. VENTIL KPL
- 1153687 Kompressorwartungskit mit Anweisungen
- 1131249 Einlassfilter

**Für den Wiedereinsatz:**

- M5120 Befeuchterflasche, nachfüllbar
- 1110768 Schlauch 22 cm mit Anschlussadapter
- M5000P Jahresfilterkit mit Gehäusefilter, Einlass- und Bakterienfilter
- 1509581 Nasenkanüle für Flußraten bis 15 l/min, Länge 15,3 m oder
- 1524236 Nasenkanüle für Flußraten bis 15 l/min, Länge 2,10 m

**Optionen und Merkmale**



**Praktische Netzkabelbefestigung**



**Servicefreundlich und zuverlässig**



**Sauerstoff-Füllstation**

Invacare® **HomeFil® II** kann jederzeit angeschlossen werden.

**Technische Daten**

<b>Platinum® 9</b>	23,6 kg	230 V, 50 - 60 Hz	460 W	1 - 9 l/Min	87-96%	62 kPa	< 48 dB(A)
<b>Platinum® 9</b>	bis 1230m	ISO8359, MDD	<b>HomeFil® II kompatibel</b>				

<b>Bestellnummer</b>	Invacare® <b>Platinum® 9</b> IRC9LX02AWQ-DE
----------------------	--