

**Neues
 Modell !**

Inogen One G3® High-Flow

- einer der kleinsten mobilen O2-Konzentratoren mit einem Gewicht von 2,2 - 2,7 kg
 und einer Akku-Laufzeit von bis zu 8h auf Stufe 2

Der neue Inogen One G3 High-Flow ist mit 2,2 kg (8Cell Akku) einer der leichtesten tragbaren Sauerstoffkonzentratoren mit einer hohen Sauerstoffproduktion und überzeugt durch die langen Batterielaufzeiten.

Vorteile:

- Impuls-Flow einstellbar von 1 - 5
- Leichtgewicht mit nur 2,2 kg (8Cell Variante)
- Hohe Triggerempfindlichkeit
- Sauerstoffvolumen von bis zu 1050 ml

Lieferumfang:

Sauerstoffkonzentrator Inogen One G3,
 Lithium-Ionen-Akku 8Cell oder 16Cell,
 Tragetasche, Netzteil, Kfz-Adapter, Sauerstoffbrille,
 Bedienungsanleitung

Optional:

Rucksack, externes Ladegerät

Technische Daten:

Sauerstoffproduktion	max. 1050 ml/min (Stufe 5)
Floweinstellung	von Stufe 1 bis 5
Gewicht	2,2 kg (mit 8Cell Akku) 2,7 kg (mit 16Cell Akku)
Abmessungen	L 18 cm x B 8 cm x H 22 cm
Max. Akkuleistung	4 Stunden mit 8Cell Akku (bei St. 2)
Max. Akkuleistung	8 Stunden mit 16Cell Akku (bei St. 2)
Batterieladungszeit:	bis zu 4 Stunden bei 8Cell Akku
Batterieladungszeit:	bis zu 8 Stunden bei 16Cell Akku
Geräuschpegel	ca. 39 dBA bei Einstellung 2

**Mit
 FAA-Fluggenehmigung**



Es ist die Verwendung
 des 8Cell- oder 16Cell-Akku möglich



Optional bestellbar:
 der praktische Rucksack
 für den mobilen Anwender

**Pulsoxymeter
 OXY310**

nur 39,95 €



Inogen One G3HF® ©OxyCare GmbH, Bremen Rev. 0 04/2016

CPAP Schlafkissen mit 6 Schlafzonen

Der ideale Schlafkomfort für Maskenträger

Für einen besseren Schlaf in der Nacht, ohne Druckstellen und ohne Leckagen.

- Weniger Maskenleckagen
- Schlafen in jeder Lage
- Optimale Kopf- und Nackenunterstützung
- Verbessert die Haltung der Wirbelsäule
- Ideal für Seiten- und Bauchschläfer



35,50 €

Schlauchhalter Hozer

Zum einfachen Anbringen am Bett inkl. Tasche

Kein "Kampf" mit dem Schlauch mehr:

83,30 €

- Sie können sich frei und ungehindert bewegen
- Kein störender Schlauch mehr im Bett
- Maske sitzt stabil ohne plötzliche Leckagen
- Gute Nachtruhe
- Sehr schnell montierbar
- Leicht mit auf Reisen zu nehmen



Blutdruckmessgeräte von Bosch + Sohn:

Boso Medistar +

Für das Handgelenk



- Übersichtliche 3-Werte-Anzeige für Blutdruck und Puls
- Speicher für 90 Messungen

Neues Modell Boso Medicus X

Mit Standard-Oberarmmanschette



- Einfache und sichere Einknopfbedienung
- Große 3-Werte-Anzeige
- Letzte Messung wird automatisch gespeichert

Neues Modell Boso Medicus Family 4

Mit Universal-Oberarmmanschette



- Für 4 Personen plus Gast
- 4 Messwertspeicher für jeweils 60 Messungen
- Erkennung von Herzrhythmusstörungen

Inhalationsgeräte:



Allegro, mit 2 Masken mit 3 Düsen für die oberen, mittleren und unteren Atemwege

nur 78,50 €



Sami mit Sidestream-Vernebler, kurze Inhalationszeiten. Mit Maske und Mundstück

Shop-Preis 129,50 €



OxyHaler, nur 88 g Membran-Technologie, klein, geräuschlos, langlebiger Li-Ionen-Akku wird über das Gerät geladen. Mit USB-Stecker.

345,00 €

Eine kleine Auswahl unserer Atemtherapiegeräte:

Quake

Hi-Mi-Nr. 14.24.08.0005
Für In- u. Expirationstraining
kann an den MultiSonic adaptiert werden (Adapter optional)



GeloMuc® / Flutter®

Hi-Mi-Gr. 14.24.08.0xxx
Löst festsitzenden Bronchialschleim



Respi-Pro

Hi-Mi-Nr. 14.24.08.0000,
manueller, flow-orientierter Atemtrainer



Shaker Classic

Hi-Mi-Nr. 14.24.08.0xxx
Löst Sekrete mittels Vibration



POWERbreathe medic

Hi-Mi-Gr. 14.24.08.0xxx
Atemtraining durch „IMT“
– Inspiratorisches-Muskel-Training



RC Cornet

Hi-Mi-Nr. 14.24.08.0xxx
Löst Sekrete mittels Vibration



- Erweiterung der Atemwege
- Löst festsitzenden Bronchialschleim
- Kann während der Inhalation verwendet werden

* intern. Größenbezeichnungen in Klammern

Inhalationshilfen:

LiteAir Spacer

Hi-Mi-Gr. 14.24.01.0xxx
Ultraleichte, faltbare Pocket-Inhalationshilfe



Spacer, z. B. OptiChamber Diamond

Hi-Mi-Gr. 14.24.03.1003, mit Maske



- Ventile für niedrigen Atemwiderstand
- Antistatische Kammer für eine gleichmäßige Aerosoltherapie
- Flexibler pMDI-Adapter



Fingerpulsoxymeter
für Kinder „Bärchen“ 49,95 €
für Erwachsene OXY310 39,95 €

