

NEU:
Das Leichtgewicht
nur 1,27 kg

Inogen One G4®

**Gewicht von nur 1,27 kg mit 4 Cell Akku,
 gleiche Sauerstoffleistung in den Stufen 1 - 3 wie beim Inogen One G3
 jedoch nur halb so groß**

Der neue Inogen One G4 ist mit seinem leichten Gewicht von nur 1,27 kg mit dem 4 Cell Akku der neuste, leichteste tragbare Sauerstoffkonzentrator mit einer hohen Sauerstoffproduktion von bis zu 630 ml/min. Damit steht er in Bezug auf die Bolusmenge seinem Vorgänger G3 bis zur Stufe 3 in nichts nach.

Vorteile:

- Atemzuggesteuerte Sauerstoffabgabe in den Stufen 1 - 3
- Leichtgewicht mit nur 1,27 kg mit 4 Cell Akku bzw. 1,5 Kg mit 8 Cell Akku
- Hohe Triggerempfindlichkeit
- Sauerstoffvolumen von bis zu 630ml/min.
- Knapp halb so groß wie sein Vorgänger Inogen One G3 bei gleichbleibender Bolusabgabe in den Stufen 1 - 3

FAA-Flugzulassung



Technische Daten:

Sauerstoffproduktion	max. 630 ml/min (Stufe 3)
Floweinstellung	von Stufe 1 bis 3
Gewicht	1,27 kg (mit 4 Cell Akku) 1,5 kg (mit 8 Cell Akku)
Abmessungen	L 15,01 cm x B 6,8 cm x H 18,02 cm
Max. Akkuleistung	2,7 Stunden mit 4 Cell Akku (bei St. 2)
Max Akkuleistung	5 Stunden mit 8 Cell Akku (bei St. 2)
Batterieraufladezeit:	bis zu 2,7 Stunden bei 4 Cell Akku
Batterieraufladezeit:	bis zu 5 Stunden bei 8 Cell Akku
Geräuschpegel	ca. 40 dB (A) bei Einstellung 2



Extra klein und leicht

Umfangreicher Lieferumfang:

Sauerstoffkonzentrator Inogen One G4,
 Lithium-Ionen-Akku 4 Cell oder 8 Cell,
 Tragetasche und Tragegurt, Netzteil, Kfz-Adapter,
 Sauerstoffbrille, Bedienungsanleitung



Pulsoxymeter
OXY310
nur 35,00 €



Unsere ElektroMobile:

Transformer oder SOLAX Mobie



ab 2.199,00 €



Mit wenigen Griffen auseinander- und zusammengefaltet (Armliehn optional)

Faltbar, reisetauglich
wie ein Trolley
im Flugzeug, Bus usw.
Gewicht ab 23 kg

Blutdruckmessgeräte von Bosch + Sohn:

Boso Medistar + Für das Handgelenk



- Übersichtliche 3-Werte-Anzeige für Blutdruck und Puls
- Speicher für 90 Messungen

Neues Modell

Boso Medicus X Mit Standard-Oberarmmanschette



- Einfache und sichere Einknopfbedienung
- Große 3-Werte-Anzeige
- Letzte Messung wird automatisch gespeichert

Neues Modell

Boso Medicus Family 4 Mit Universal-Oberarmmanschette



- Für 4 Personen plus Gast
- 4 Messwertspeicher für jeweils 60 Messungen
- Erkennung von Herzrhythmusstörungen

Inhalationsgeräte:



nur 78,50 €

Allegro, mit 2 Masken
mit 3 Düsen für die
oberen, mittleren und
unteren Atemwege



129,50 €

Sami,
mit Sidestream-Vernebler,
kurze Inhalationszeiten.
Mit Maske und Mundstück



Shop-Preis 238,50 €

OxyHaler nur 88 g
Membran-Technologie,
klein, geräuschlos,
mit Akku, 2 Silikonmasken
und Mundstück

Eine kleine Auswahl unserer Atemtherapiegeräte:

Quake

Hi-Mi-Nr. 14.24.08.0005
Für In- u. Expirationstraining
kann an den MultiSonic adaptiert werden (Adapter optional)



Respi-Pro

Hi-Mi-Nr. 14.24.08.0000,
manueller, flow-orientierter Atemtrainer



POWERbreathe medic

Hi-Mi-Nr. 14.24.08.0xxx
Atemtraining durch „IMT“
– Inspiratorisches-Muskel-Training



GeloMuc® / Flutter®

Hi-Mi-Gr. 14.24.08.0xxx
Löst festsitzenden Bronchialschleim



Shaker Classic

Hi-Mi-Nr. 14.24.08.0xxx
Löst Sekrete mittels Vibration



RC Cornet

Hi-Mi-Nr. 14.24.08.0xxx
Löst Sekrete mittels Vibration



- Erweiterung der Atemwege
- Löst festsitzenden Bronchialschleim
- Kann während der Inhalation verwendet werden

Inhalationshilfen:

LiteAir Spacer

Hi-Mi-Gr. 14.24.01.0xxx
Ultraleichte, faltbare Pocket-Inhalationshilfe



Spacer, z. B. OptiChamber Diamond

Hi-Mi-Gr. 14.24.03.1003, mit Maske



- Ventile für niedrigen Atemwiderstand
- Antistatische Kammer für eine gleichmäßige Aerosoltherapie
- Flexibler PMDI-Adapter



für Kinder

49,95 €

Fingerpulsometer

für Erwachsene OXY310

35,00 €

