



SISE BABYCONTROL® H

ATMUNG  EKG 



SCHULTE-ELEKTRONIK GMBH
MEDIZINTECHNIK

SISS BABYCONTROL® H

ATMUNG  EKG 

Optimale Überwachung

Der **SISS BABYCONTROL® H** Monitor ist das neueste Mitglied der Babycontrol Familie. Ein effektiver Überwachungsmonitor im ansprechenden Design, der die beiden wichtigen Vitalparameter Atmung und Herz zuverlässig überwacht.

High Tech mit micro SD Memory Wechselspeicher

Trotz seiner geringen Größe ist der **SISS BABYCONTROL® H** in der Lage komplexe Messvorgänge vorzunehmen und zu speichern. Die micro SD-Speicherkarte kann aus dem Gerät entfernt und bei dem behandelnden Arzt eingelesen werden. Die gespeicherten Ereignisse können in einer übersichtlichen Software ausgewertet werden.

Technik

Anzeigen	Vitalparameter über LCD / Alarme über LED
Anschluss EKG	2/3 Einweg-Elektroden
Anschluss Atmung	Atemsensor
Datenspeicher	2 GB micro SD (Wechseldatenspeicher)
Gewicht / Größe	450 Gramm / 150 x 80 x 55 mm
Stromversorgung	4 x AA Batterie / Akku

Mobilität

Mit einem Gewicht von nur 450 Gramm arbeitet das Gerät ausschließlich mit Batterien oder Akkus. So bietet es volle Bewegungsfreiheit bei der Überwachung.

Intuitiv statt kompliziert

Die große beleuchtete LCD-Anzeige (Display) und die übersichtlich angeordneten Tasten erklären die Bedienung nahezu von selbst. LED-Signale in Ampelfarben weisen den Benutzer auf den Zustand des Gerätes hin. Der **SISS BABYCONTROL® H** gibt einen optischen und akustischen Alarm, der je nach Ereignis ausgelöst wird.



Mitglied / member
SPECTARIS
Verband der Hightech-Industrie