

NEU

SimplyGo Mini®

Mobil und unabhängig, mit erweitertem Akku bis zu 9 Stunden

Der SimplyGo Mini bietet hohe Mobilität bei einem geringen Gewicht von 2,3 kg (2,7 kg mit erweitertem Akku) und die generell im Lieferumfang enthaltene modische Tragetasche.

Vorteile

- Atemzuggesteuert ermöglicht der SimplyGo Mini Versorgungen bis zu Stufe 5
- Die Akkuleistung beträgt mit dem Standard-Akku 4,5 Std. auf Stufe 2, mit dem erweiterten Akku 9 Stunden
- Alarmer und Einstellungen sind durch die LCD-Anzeige besonders gut erkennbar
- Sobald der SimplyGo Mini an das Stromnetz angeschlossen wird, lädt er automatisch den Akku auf, bei gleichzeitiger Versorgung des Patienten mit Sauerstoff

Technische Daten

Gewicht:	2,3 kg mit Standard-Akku 2,7 kg mit erweitertem Akku
Abmessungen:	mit Standard-Akku 23,9 x 21,1 x 9,1 cm mit erweitert. Akku 25,9 x 21,1 x 9,1 cm
Lautstärke:	40 dB gepulst bei Stufe 2 (20 AZ)
Akku-Laufzeit:	ca. 4,5 Std. mit Standard-Akku (Stufe 2, 20 AZ) ca. 9,0 Std. mit erweitertem Akku
Sauerstoffkonzentration:	87 - 96 %
Maximale O2 Abgabe:	1000 ml/min
Akku-Ladezeit:	bis zu 4 Std. Standard-Akku bis zu 8 Std. erweitertem Akku bei komplett entlademem Akku



Mit Standard-Akku
 HMV-Nr.: 14.24.04.6009



Mit erweitertem Akku
 HMV-Nr.: 14.24.04.6010

Lieferumfang

- SimplyGo Mini Gerät
- Tragetasche mit Schulterriemen (Farbe: Braun)
- Bedienungsanleitung
- Akku (je nach Bestellung groß o. klein)
- Netzteil und Netzkabel
- Gleichstromversorgung (12V DC/Pkw)
- Zubehörtasche (Farbe: Braun)



Optional bestellbar

- zusätzlicher Akku "Standard" oder "Erweitert"
- Externe Akkuladeschale
- Rucksack in Braun



Pulsoxymeter
OXY310
 nur 35,00 €*

CPAP Schlafkissen mit 6 Schlafzonen

Der ideale Schlafkomfort für Maskenträger

Für einen besseren Schlaf in der Nacht, ohne Druckstellen und ohne Leckagen.

- Weniger Maskenleckagen
- Schlafen in jeder Lage
- Optimale Kopf- und Nackenunterstützung
- Verbessert die Haltung der Wirbelsäule
- Ideal für Seiten- und Bauchschläfer



35,50 €

Schlauchhalter Hozer

Zum einfachen Anbringen am Bett inkl. Tasche

Kein "Kampf" mit dem Schlauch mehr:

83,30 €

- Sie können sich frei und ungehindert bewegen
- Kein störender Schlauch mehr im Bett
- Maske sitzt stabil ohne plötzliche Leckagen
- Gute Nachtruhe
- Sehr schnell montierbar
- Leicht mit auf Reisen zu nehmen



Blutdruckmessgeräte von Bosch + Sohn:

Boso Medistar +

Für das Handgelenk



- Übersichtliche 3-Werte-Anzeige für Blutdruck und Puls
- Speicher für 90 Messungen

Neues Modell

Boso Medicus X

Mit Standard-Oberarmmanschette



- Einfache und sichere Einknopfbedienung
- Große 3-Werte-Anzeige
- Letzte Messung wird automatisch gespeichert

Neues Modell

Boso Medicus Family 4

Mit Universal-Oberarmmanschette



- Für 4 Personen plus Gast
- 4 Messwertspeicher für jeweils 60 Messungen
- Erkennung von Herzrhythmusstörungen

Inhalationsgeräte:



Allegro, mit 2 Masken mit 3 Düsen für die oberen, mittleren und unteren Atemwege

nur 78,50 €



Sami mit Sidestream-Vernebler, kurze Inhalationszeiten. Mit Maske und Mundstück

Shop-Preis 129,50 €



OxyHaler, nur 88 g Membran-Technologie, klein, geräuschlos, langlebiger Li-Ionen-Akku wird über das Gerät geladen. Mit USB-Stecker.

345,00 €

Eine kleine Auswahl unserer Atemtherapiegeräte:

Quake

Hi-Mi-Nr. 14.24.08.0005
Für In- u. Expirationstraining
kann an den MultiSonic adaptiert werden (Adapter optional)



Respi-Pro

Hi-Mi-Nr. 14.24.08.0000,
manueller, flow-orientierter Atemtrainer



POWERbreathe medic

Hi-Mi-Nr. 14.24.08.0xxx
Atemtraining durch „IMT“
– Inspiratorisches-Muskel-Training



* intern. Größenbezeichnungen in Klammern

GeloMuc® / Flutter®

Hi-Mi-Gr. 14.24.08.0xxx
Löst festsitzenden Bronchialschleim



Shaker Classic

Hi-Mi-Nr. 14.24.08.0xxx
Löst Sekrete mittels Vibration



RC Cornet

Hi-Mi-Nr. 14.24.08.0xxx
Löst Sekrete mittels Vibration



- Erweiterung der Atemwege
- Löst festsitzenden Bronchialschleim
- Kann während der Inhalation verwendet werden

Inhalationshilfen:

LiteAir Spacer

Hi-Mi-Gr. 14.24.01.0xxx
Ultraleichte, faltbare Pocket-Inhalationshilfe



Spacer, z. B. OptiChamber Diamond

Hi-Mi-Gr. 14.24.03.1003, mit Maske



- Ventile für niedrigen Atemwiderstand
- Antistatische Kammer für eine gleichmäßige Aerosoltherapie
- Flexibler pMDI-Adapter



Fingerpulsoxymeter für Kinder
„Bärchen“ 49,95 €

Fingerpulsoxymeter für Erwachsene
OXY310 39,95 €

