







## Patient Interface / JOYCE Full Face



**1** JOYCE Full Face  
JOYCE Full Face 40 hPa

**2** JOYCE Full Face NV  
JOYCE Full Face NV 40 hPa

**3** JOYCE Full Face GEL  
JOYCE Full Face GEL NV

**4** JOYCE Full Face<sup>plus</sup>

### Technische Daten



<b>Produktklasse nach 93 / 42 / EWG:</b>	II a	
<b>Abmessungen (B x H x T):</b> (Abhängig von Größe und Ausführung)	ca. 107 x 160 x 106 mm	
<b>Gewicht:</b> (Abhängig von Größe und Ausführung)	ca. 102 Gramm	
<b>Therapiedruckbereich</b>		
■ Maskenwulst 30 hPa:	4 bis 30 hPa	
■ Maskenwulst 40 hPa:	4 bis 40 hPa	
■ Maskenwulst GEL:	4 bis 40 hPa	
■ Maskenwulst Full Face <sup>plus</sup> :	4 bis 30 hPa	
<b>Schlauchanschluss</b>		
Konus nach DIN EN ISO 5356-1		
■ JOYCE Full Face Vented,		
■ JOYCE Full Face GEL Vented,		
■ JOYCE Full Face <sup>plus</sup> Vented:	Ø 22 mm (männlich)	
■ JOYCE Full Face Non-vented 40 hPa,		
■ JOYCE Full Face GEL Non-vented:	Ø 22 mm (weiblich)	
<b>Druckmessanschlüsse:</b>	Ø 4 mm	
<b>Breite Bänderungsclips:</b>	max. 20 mm	
<b>Temperaturbereich</b>		
■ Betrieb:	+5 °C bis +40 °C	
■ Lagerung:	-20 °C bis +70 °C	
<b>Strömungswiderstand</b>		
■ JOYCE Full Face Vented,		
■ JOYCE Full Face GEL Vented,		
■ JOYCE Full Face <sup>plus</sup> Vented:	bei 50 l/min	0,02 hPa
	bei 100 l/min	0,26 hPa
■ JOYCE Full Face Non-vented 40 hPa,		
■ JOYCE Full Face GEL Non-vented:	bei 50 l/min	0,09 hPa
	bei 100 l/min	0,37 hPa
<b>Notfallausatemventil (Vented-Varianten)</b>		
■ bei 50 l/min:	0,5 hPa	
■ bei 100 l/min:	2,0 hPa	
<b>Schalldruckpegel bei 10 hPa:</b>	27,5 dB(A)	
<b>Schaltdruck Notfallausatemventil (Vented-Varianten)</b>		
■ Öffnen:	≤ 2 hPa	
■ Schließen:	≤ 1 hPa	
<b>Gebrauchsdauer:</b>	bis zu 12 Monate	

Produkt-Bezeichnung	WM-Bestellnummer
<b>1 JOYCE Full Face</b> Größe S / M / L / XL:	26410 / 26420 / 26430 / 26440
<b>JOYCE Full Face 40 hPa</b> Größe S / M / L / XL:	26411 / 26421 / 26431 / 26441
<b>2 JOYCE Full Face NV 40 hPa</b> Größe S / M / L / XL:	26461 / 26471 / 26481 / 26491
<b>3 JOYCE Full Face GEL</b> Größe S / M / L:	26412 / 26422 / 26432
<b>JOYCE Full Face GEL NV</b> Größe S / M / L:	26462 / 26472 / 26482
<b>4 JOYCE Full Face<sup>plus</sup></b> Größe S / M / L / XL:	26413 / 26423 / 26433 / 26443
Zubehör	WM-Bestellnummer
<b>Reißleine</b> Schnellentriegelung:	26560 
Ersatzteile	WM-Bestellnummer
<b>Set Kugelgelenk Full Face</b> (Sicherungsring, Winkel, Drehhülse und Notfallausatemventil):	26569 
<b>Set Kugelgelenk NV</b> (Sicherungsring NV, Winkel NV und Drehhülse NV):	26207 
<b>Drehhülse</b> Vented:	26254 
<b>Stirnstütze</b> Stirnpolster, Grobverstellung Stirnstütze, Feinverstellung Stirnstütze:	26201 
<b>Stirnstütze GEL</b> Stirnpolster GEL, Grobverstellung Stirnstütze, Feinverstellung Stirnstütze:	26115 
<b>Stirnpolster</b> Stirnpolster:	26200
Stirnpolster GEL:	26209 
<b>Maskenwulst Full Face 30 hPa</b> Größe S / M / L / XL:	26510 / 26520 / 26530 / 26540
<b>Full Face 40 hPa</b> Größe S / M / L / XL:	26511 / 26521 / 26531 / 26541 
<b>Full Face GEL</b> Größe S / M / L:	26512 / 26522 / 26532
<b>Full Face<sup>plus</sup></b> Größe S / M / L / XL:	26586 / 26587 / 26588 / 26589
<b>Kopfbänderung</b> HEADstrap, inkl. Bänderungsclips:	26360 
<b>Bänderungsclips:</b>	26205 
<b>Verschluss:</b>	26208 
<b>Gebrauchsanweisung</b> DE, EN, FR, IT, NL: weitere Gebrauchsanweisungen unter: <a href="http://www.weinmann.de">www.weinmann.de</a>	66117

3074\_1-01-DE-0109-2 © Urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung jeder Art nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch Weinmann. Alle Angaben aus drucktechnischen Gründen ohne Gewähr.

■ **Deutschland** ■ Weinmann Geräte für Medizin GmbH+Co.KG · Postfach 540268 · 22502 Hamburg · Kronsaalweg 40 · 22525 Hamburg · E: [info@weinmann.de](mailto:info@weinmann.de) · [www.weinmann.de](http://www.weinmann.de) · T: 040-5 47 02-0 F: 040-5 47 02-461 ■ Zentrum für Produktion, Logistik, Service · Weinmann Geräte für Medizin GmbH+Co.KG · Siebenstücken 14 · 24558 Henstedt-Ulzburg · T: 04193-88 91-0 · F: 04193-88 91-450  
 ■ **Schweiz** ■ G. Weinmann AG – Neuenhof · T: +41-(0)56-416 41 11 · E: [info@ch.weinmann.de](mailto:info@ch.weinmann.de) · [www.weinmann.de](http://www.weinmann.de) ■ **Frankreich** ■ Weinmann S.A.S. – Paris-Igny · T: +33-(0)1 69 35 53 20 E: [info@fr.weinmann.de](mailto:info@fr.weinmann.de) · [www.weinmann.de](http://www.weinmann.de) ■ **Australien** ■ Weinmann (Australia) Pty. Ltd. – Melbourne · T: +61-(0)3-95 43 91 97 · E: [info@au.weinmann.de](mailto:info@au.weinmann.de) · [www.weinmann.de](http://www.weinmann.de) ■ **Neuseeland** ■ Weinmann (New Zealand) Ltd. – New Plymouth · T: +64-(0)6-7 59 22 10 · E: [info@nz.weinmann.de](mailto:info@nz.weinmann.de) · [www.weinmann.de](http://www.weinmann.de) ■ **China** ■ Weinmann GmbH+Co.KG · (Shanghai Rep. Office) T: +86 21 32 26 26 98 · E: [info@cn.weinmann.de](mailto:info@cn.weinmann.de) · [www.weinmann.de](http://www.weinmann.de)